

Облучатель для верхних дыхательных путей ЭМА ОУФну-ЭМА-Е (макс. 4 пациента)

Физиотерапевтическое ЛОР-оборудование

Ваша цена

Розница

73 500 руб.

Оптовая цена

69 825 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение



НДС не облагается

Описание

Облучатель для верхних дыхательных путей ЭМА ОУФну-ЭМА-Е

ЭМА ОУФну-ЭМА-Е — стационарный ультрафиолетовый облучатель, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний верхних дыхательных путей и полости уха методом местного облучения коротко- и средневолновым ультрафиолетовым излучением. Аппарат применяется в физиотерапии, пульмонологии и оториноларингологии в условиях медицинских учреждений.

Источником ультрафиолетового излучения служит ртутно-кварцевая лампа высокого давления с широким спектром излучения. Благодаря цилиндрической конструкции аппарат обеспечивает возможность одновременного проведения процедур четырём пациентам. Для изоляции пациентов во время лечения предусмотрены индивидуальные защитные шторы.

Облучатель состоит из металлического корпуса с основанием, защитным кожухом и крышкой, обеспечивающей доступ к источнику излучения. Для точного направления ультрафиолетового потока используются сменные тубусы различных типов со встроенными индивидуальными зеркалами, повышающими эффективность проведения процедур.

Особенности

- Одновременное проведение процедур для 4 пациентов.
- Использование коротковолнового и средневолнового ультрафиолетового излучения.
- Источник излучения — ртутно-кварцевая лампа высокого давления.
- Комплект из 12 специализированных тубусов для различных областей воздействия.
- Четыре тубуса Ø9 мм для облучения носа и уха.
- Четыре тубуса Ø28 мм для облучения полости рта и горла.
- Четыре тубуса Ø22 мм с углом 45° для локального облучения миндалин.
- Индивидуальные зеркала внутри тубусов обеспечивают точное направление ультрафиолетового потока.
- Защитные шторы позволяют изолировать пациентов во время процедуры.
- Колпачки для закрытия переходников между процедурами.
- Кнопка включения и световой индикатор работы лампы на корпусе.
- Металлический корпус с защитным кожухом и съёмной крышкой.
- Тубусы допускают проведение регулярной дезинфекционной обработки.

Показания к применению

- Острые и подострые воспалительные заболевания слизистой носа.
- Острые и подострые воспалительные заболевания глотки.
- Острые и подострые воспалительные заболевания миндалин.
- Острые и подострые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей.
- Острые и подострые воспалительные заболевания внутреннего уха.
- Раны с опасностью присоединения анаэробной инфекции.
- Туберкулёз лёгких.
- Пневмония.
- Хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность кожи и слизистых оболочек к ультрафиолетовому излучению.
- Нарушение обмена веществ.

- Системные заболевания.
- Выраженный отёк слизистых оболочек и кожи.
- Ожоги слизистых оболочек и кожи.
- Наличие гнойных очагов.
- Подготовка к диагностическим пункциям и ЛОР-операциям.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Способ размещения	Настольный
Источник излучения	Ртутно-кварцевая лампа UVT DPT 240 STANDARD
Облучённость	$35 \pm 25 \text{ Вт/м}^2$
Тип волны	Коротко- и средневолновое ультрафиолетовое излучение
Длина волны	240 – 320 нм
Время выхода на рабочий режим	10 – 15 мин
Срок службы лампы	1 000 ч
Гарантия производителя	12 мес
Срок службы прибора	5 лет

Комплект поставки

- Облучатель ОУФну-ЭМА-Е.
- Тубус для рта – 4 шт.
- Тубус для носа и уха – 4 шт.
- Тубус для миндалин – 4 шт.
- Колпачок – 4 шт.
- Кронштейн для крепления шторок – 4 шт.
- Шторка – 4 шт.
- Предохранитель ВП2Б-1-6,3А – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Преимущества

- Одновременное проведение ультрафиолетовой терапии для 4 пациентов.
- Воздействие коротко- и средневолновым ультрафиолетовым излучением.
- Ртутно-кварцевая лампа высокого давления с широким спектром излучения.
- Комплект из 12 специализированных тубусов для лечения различных ЛОР-заболеваний.
- Тубусы различных диаметров обеспечивают обработку носа, ушей, горла и миндалин.
- Встроенные зеркала в каждом тубусе обеспечивают точное направление ультрафиолетового излучения.
- Индивидуальные защитные шторки изолируют пациентов во время проведения процедур.
- Колпачки позволяют закрывать переходники между процедурами, поддерживая гигиеничность использования.
- Ультрафиолетовое излучение способствует снижению количества бактерий, вирусов и других патогенных микроорганизмов.
- Стимулирует местный иммунитет и ускоряет процессы регенерации тканей.
- Способствует уменьшению выработки слизи и оказывает подсушивающее действие.
- Подходит для профилактики рецидивов воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.
- Настольное исполнение обеспечивает удобное размещение в физиотерапевтическом кабинете.
- Прочный металлический корпус рассчитан на длительную эксплуатацию.
- Простое управление с кнопкой включения и световой индикацией работы лампы.
- Тубусы устойчивы к регулярной дезинфекционной обработке.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Завод ЭМА
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация

Ссылка на документы<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029356.pdf>,<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029356.pdf>**Габариты, мм**

280×280×540

Вес, кг

0

Электропитание, В

220

Потребляемая мощность, Вт

не более 450

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.