

Одноразовый детский мешок Амбу TOPMED-550B

Мешки Амбу Арт. 9104-21-55



Ваша цена

Розница

2 486 руб.

Оптовая цена

2 464 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Одноразовый детский мешок Амбу TOPMED-550B

Одноразовый детский мешок Амбу TOPMED-550B предназначен для проведения ручной искусственной вентиляции лёгких детям с массой тела от 10 до 40 кг при дыхательной недостаточности любой этиологии. Изделие обеспечивает эффективную респираторную поддержку в условиях экстренной и неотложной медицинской помощи.

Мешок применяется в автомобилях скорой медицинской помощи, отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, во время транспортировки пациентов внутри лечебного учреждения, а также при ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций с большим количеством пострадавших.

Комплект включает одноразовый дыхательный мешок объёмом 550 мл, резервуарный мешок объёмом 2 900 мл, одноразовую анестезиологическую маску №3, кислородную трубку длиной 2 м со звездообразным внутренним просветом и шарнирный переходник с клапаном пациента и клапаном ограничения давления. Все компоненты поставляются в индивидуальном пластиковом боксе с прозрачной крышкой и ручкой для переноски.

Дыхательный мешок, маска, кислородная трубка и резервуарный мешок являются одноразовыми изделиями и не подлежат повторной обработке, что позволяет исключить риск перекрёстного инфицирования.

Особенности

- Одноразовый дыхательный мешок объёмом 550 мл.
- Предназначен для детей с массой тела от 10 до 40 кг.
- Дыхательный мешок изготовлен из имплантационного медицинского ПВХ.
- Одноразовая анестезиологическая маска №3.
- Все одноразовые компоненты не подлежат повторной обработке.
- Шарнирный переходник с вращением на 360° облегчает проведение вентиляции в любом положении пациента.
- Клапан ограничения давления снижает риск баротравмы лёгких.
- Структурированная поверхность дыхательного мешка обеспечивает надёжный захват.
- Кислородная трубка длиной 2 м со звездообразным внутренним просветом устойчива к перегибам и слипанию.
- Резервуарный мешок объёмом 2 900 мл входит в комплект поставки.
- Поставляется в индивидуальном пластиковом боксе с прозрачной крышкой и ручкой для переноски.

Показания к применению

- Проведение ручной искусственной вентиляции лёгких детям при дыхательной недостаточности различной этиологии.
- Оказание экстренной медицинской помощи бригадами скорой помощи.
- Использование в реанимационных отделениях и операционных.
- Применение в отделениях интенсивной терапии.
- Поддержание дыхания во время анестезиологического обеспечения операций.
- Оказание помощи при бронхиальной астме, отёке лёгких, травмах грудной клетки и других состояниях, сопровождающихся нарушением дыхания.
- Использование при транспортировке пациентов.
- Обучение медицинского персонала методике ручной искусственной вентиляции лёгких.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип мешка	Одноразовый
Назначение	Для детей с массой тела от 10 до 40 кг
Объём дыхательного мешка	550 мл
Материал дыхательного мешка	ПВХ
Объём резервуарного мешка	2 900 мл
Материал резервуарного мешка	ПВХ
Маска	Одноразовая анестезиологическая №3
Ограничение давления в дыхательном контуре	45 см вод. ст.
Сопротивление вдоху	1,5 ± 0,2 см вод. ст. при потоке 50 л/мин
Сопротивление выдоху	1,8 ± 0,2 см вод. ст. при потоке 50 л/мин
Кислородная трубка	2 м со звездообразным просветом
Шарнирный переходник	Есть, с осью вращения на 360°
Клапан ограничения давления	Есть
Срок годности	5 лет

Комплект поставки

- Одноразовый дыхательный мешок с блоком клапанов 550 мл – 1 шт.
- Резервуарный мешок 2 900 мл – 1 шт.
- Одноразовая анестезиологическая маска №3 – 1 шт.
- Кислородная трубка длиной 2 м – 1 шт.
- Пластиковый бокс для хранения и транспортировки – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Преимущества

- Предназначен для ручной искусственной вентиляции лёгких детям с массой тела от 10 до 40 кг.
- Одноразовое исполнение исключает необходимость стерилизации после использования.
- Дыхательный мешок изготовлен из имплантационного медицинского ПВХ.
- Шарнирный переходник с вращением на 360° обеспечивает удобство проведения вентиляции в любом положении пациента.
- Клапан ограничения давления снижает риск возникновения баротравмы лёгких.
- Структурированная поверхность дыхательного мешка предотвращает скольжение в руках медицинского персонала.
- Одноразовая анестезиологическая маска №3 с нераздувной открытой манжетой обеспечивает плотное и герметичное прилегание к лицу пациента.
- Кислородная трубка длиной 2 м со звездообразным внутренним просветом устойчива к перегибам и слипанию.
- Резервуарный мешок объёмом 2 900 мл входит в стандартную комплектацию.
- Подходит для использования в скорой медицинской помощи, отделениях реанимации, интенсивной терапии и анестезиологии.
- Прозрачный пластиковый бокс защищает комплект от повреждений при хранении и транспортировке.
- Бокс оснащён удобной ручкой для переноски.
- Все компоненты комплекта поставляются готовыми к немедленному использованию.
- Срок годности изделия составляет 5 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	9104-21-55
Бренд	ТОРМЕД
Страна бренда	Россия

Отрасли	Для кабинета педиатра, Для скорой помощи
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040794.pdf
Габариты, мм	260×140×140
Вес, кг	0.2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.