

Одноразовый неонатальный мешок Амбу TOPMED-350B

Мешки Амбу Арт. 9104-21-35



Ваша цена

Розница

2 300 руб.

Оптовая цена

2 215 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Одноразовый неонатальный мешок Амбу TOPMED-350B

Одноразовый неонатальный мешок Амбу TOPMED-350B предназначен для проведения ручной искусственной вентиляции лёгких новорождённым при дыхательной недостаточности различной этиологии. Изделие применяется при оказании экстренной медицинской помощи, в условиях транспортировки пациента и во время проведения реанимационных мероприятий.

Комплект включает одноразовый дыхательный мешок объёмом 350 мл, анестезиологическую маску № 1, резервуарный мешок объёмом 810 мл, кислородную трубку длиной 2 м со звездообразным внутренним просветом, а также шарнирный переходник с вращением на 360° и клапаном ограничения давления. Все основные компоненты, контактирующие с пациентом, являются одноразовыми и не подлежат повторной обработке.

Мешок изготовлен из нетоксичного ПВХ, имеет структурированную нескользящую поверхность для уверенного удержания в руках медицинского персонала. Комплект поставляется в индивидуальном пластиковом боксе с прозрачной крышкой и ручкой для удобного хранения и транспортировки.

Особенности

- Одноразовое исполнение.
- Предназначен для проведения ручной искусственной вентиляции лёгких новорождённым.
- Дыхательный мешок изготовлен из нетоксичного имплантационного ПВХ.
- Структурированная поверхность мешка предотвращает скольжение в руках.
- Шарнирный переходник с осью вращения 360° облегчает работу с пациентом.
- Встроенный клапан ограничения давления снижает риск баротравмы лёгких.
- Одноразовая анестезиологическая маска № 1 с нераздувной открытой манжетой обеспечивает плотное прилегание.
- Кислородная трубка со звездообразным внутренним просветом устойчива к перегибам и слипанию.
- Дополнительный резервуарный мешок объёмом 810 мл входит в комплект.
- Индивидуальный пластиковый бокс с прозрачной крышкой и ручкой для переноски.
- Комплект снабжён руководством по эксплуатации.

Показания к применению

- Проведение ручной искусственной вентиляции лёгких новорождённым при дыхательной недостаточности.
- Использование в автомобилях скорой медицинской помощи.
- Транспортировка пациентов внутри медицинских учреждений.
- Работа в реанимационных отделениях и отделениях интенсивной терапии.
- Применение в операционных и анестезиологической практике для поддержки дыхания.
- Использование службами спасения при авариях и массовых чрезвычайных ситуациях.
- Неотложная медицинская помощь при астме, отёке лёгких, травмах грудной клетки и других состояниях, сопровождающихся нарушением дыхания.
- Обучение медицинского персонала навыкам проведения искусственной вентиляции лёгких.

Комплект поставки

- Мешок дыхательный с блоком клапанов 350 мл — 1 шт.
- Мешок резервуарный 810 мл — 1 шт.
- Одноразовая анестезиологическая маска № 1 — 1 шт.

- Кислородная трубка длиной 2 м — 1 шт.
- Пластиковый бокс — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип мешка	Одноразовый
Назначение	Для новорождённых
Объём дыхательного мешка	350 мл
Объём дополнительного (резервуарного) мешка	810 мл
Материал дыхательного мешка	ПВХ
Материал дополнительного мешка	ПВХ
Маска	Одноразовая анестезиологическая № 1
Ограничение давления в дыхательном контуре	40 см вод. ст.
Сопротивление вдоху	1,5 ± 0,2 см вод. ст. при потоке 50 л/мин
Сопротивление выдоху	1,8 ± 0,2 см вод. ст. при потоке 50 л/мин
Кислородная трубка	2 м со звездообразным внутренним просветом
Шарнирный переходник	Есть, с осью вращения на 360°
Клапан ограничения давления	Есть
Срок годности	5 лет

Преимущества

- Предназначен для проведения ручной искусственной вентиляции лёгких новорождённым.
- Одноразовое исполнение исключает необходимость стерилизации после использования.
- Дыхательный мешок изготовлен из нетоксичного имплантационного ПВХ.
- Структурированная поверхность мешка обеспечивает надёжный захват и предотвращает скольжение в руках.
- Шарнирный переходник с вращением на 360° позволяет изменять положение маски без изменения положения мешка.
- Клапан ограничения давления до 40 см вод. ст. снижает риск баротравмы лёгких.
- Одноразовая анестезиологическая маска № 1 с нераздувной открытой манжетой обеспечивает плотное прилегание к лицу пациента.
- Кислородная трубка длиной 2 м со звездообразным внутренним просветом устойчива к перегибам и слипанию.
- Дополнительный резервуарный мешок объёмом 810 мл повышает эффективность кислородной поддержки.
- Все основные компоненты, контактирующие с пациентом, являются одноразовыми и не подлежат повторной обработке.
- Поставляется в прочном пластиковом боксе с прозрачной крышкой для защиты при хранении и транспортировке.
- Удобная ручка пластикового бокса облегчает переноску комплекта.
- Комплект полностью готов к использованию сразу после вскрытия упаковки.
- Подходит для применения в автомобилях скорой медицинской помощи, отделениях интенсивной терапии, операционных и реанимации.
- Небольшой вес не более 200 г обеспечивает удобство использования при транспортировке пациента.
- Срок годности изделия составляет 5 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	9104-21-35
Бренд	TOPMED
Страна бренда	Россия

Отрасли	Для кабинета педиатра, Для скорой помощи
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040796.pdf
Габариты, мм	260×140×140
Вес, кг	0.2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.