

Офтальмологические линзы Завод Оптик ЛО-4-1 (гониоскоп Ван-Бойнингена)

Офтальмоскопические линзы и оправы



Ваша цена

Розница
14 792 руб.*

\$194

Оптовая цена
14 259 руб.

\$187

* ориентировочная цена на 14.04.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

НДС не облагается



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Офтальмологические линзы Завод Оптик ЛО-4-1 (гониоскоп Ван-Бойнингена)

Офтальмологическая линза Завод Оптик ЛО-4-1 представляет собой четырёхзеркальную гонолинзу Ван-Бойнингена, предназначенную для визуального стереоскопического осмотра угла передней камеры глаза. Линза применяется в офтальмологической практике для диагностики глаукомы и оценки состояния структур переднего отдела глаза.

Конструкция линзы включает четыре зеркальные поверхности, расположенные под углом 63°, что обеспечивает осмотр всей окружности угла передней камеры без необходимости вращения линзы на глазу пациента. Это позволяет проводить обследование быстро и с высокой точностью, улучшая удобство работы врача и повышая эффективность диагностики.

Встроенная линза-мениск выполняет функцию гаптической насадки, обеспечивая плотное прилегание к роговице и надёжную фиксацию во время исследования. Линза применяется совместно со щелевыми лампами любого типа и подходит для использования в офтальмологических кабинетах, клиниках и диагностических центрах.

Особенности

- Четырёхзеркальная конструкция для кругового осмотра угла передней камеры.
- Осмотр всей окружности без вращения линзы.
- Оптимальный угол наклона зеркал 63°.
- Высокое качество оптических поверхностей.
- Стереоскопическое исследование структур глаза.
- Встроенная линза-мениск для надёжной фиксации.
- Совместимость со щелевыми лампами различных типов.
- Компактные размеры и небольшой вес.
- Повышенная точность диагностики глаукомы.
- Удобство использования в офтальмологической практике.

Показания к применению

- Диагностика глаукомы.
- Осмотр угла передней камеры глаза.
- Оценка состояния переднего отдела глаза.
- Офтальмологические диагностические исследования.
- Контроль состояния угла передней камеры.
- Проведение гоноскопии.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель	ЛО-4-1
Световой диаметр, мм	11,1; 20,3
Фокусное расстояние, мм	-15,5
Углы наклона граней, °	4 × 63

Преимущества

- Четырёхзеркальная конструкция для кругового осмотра угла передней камеры глаза.
- Осмотр всей окружности угла передней камеры без вращения линзы.
- Четыре зеркальные поверхности с углом наклона 63°.
- Стереоскопическое исследование структур переднего отдела глаза.
- Высокое качество оптических поверхностей.
- Встроенная линза-мениск для плотного прилегания к роговице.
- Надёжная фиксация линзы во время обследования.
- Совместимость со щелевыми лампами любого типа.
- Компактные габаритные размеры $\varnothing 26,5 \times 22,9$ мм.
- Небольшая масса – 16 г.
- Повышенная точность диагностики глаукомы.
- Удобство использования в офтальмологической практике.
- Оптимальное поле обзора при исследовании угла передней камеры.
- Подходит для профессионального применения в медицинских учреждениях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Завод Оптик
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039482.pdf
Габариты, мм	$\varnothing 26,5 \times 22,9$
Вес, кг	0.016
Страна производства	Беларусь

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.