

Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-10 и АЭ-15

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 8 306 руб. 7 987 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-10/АЭ-15

Охладитель дистиллята предназначен для снижения температуры дистиллированной воды, получаемой с помощью аквадистиллятора медицинского электрического $A \ni \& minus; 10$ и $A \ni \& minus; 15$

Устройство повышает безопасность эксплуатации оборудования и обеспечивает комфортную температуру дистиллята для дальнейшего использования в медицинских и лабораторных условиях.

Охладитель прост в установке и обслуживании, надёжно снижает температуру выходящей дистиллированной воды, предотвращая возможные ожоги и повышая общую эффективность работы аквадистиллятора.

Особенности

- Совместимость с аквадистилляторами Ливам АЭ-10 и АЭ-15.
- Эффективное снижение температуры дистиллята для безопасного использования.
- Надёжность и долговечность благодаря качественным материалам.
- Простота монтажа и эксплуатации.
- Минимальное техническое обслуживание.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Совместимость	Аквадистилляторы Ливам АЭ–10, АЭ–15
Материал корп	уса Нержавеющая сталь и пластик
Вес около) 3 кг
Потребляемая і	мошность отсутствует (пассивное устройство)

Транспортные характеристики

Параметр Значение	
Количество мест 1	
Максимальная длина	260 мм
Максимальная ширина	160 мм
Максимальная высота	190 мм
Вес с упаковкой 4 кг	-

Преимущества



Охладитель для аквадистилляторов Ливам АЭ–10 и АЭ–15 обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым аксессуаром для безопасной и эффективной работы с дистиллированной водой:

- Эффективное снижение температуры дистиллята обеспечивает безопасность использования и предотвращает ожоги.
- Совместимость с моделями аквадистилляторов АЭ–10 и АЭ–15 гарантия полной интеграции и корректной работы.
- Простота установки и обслуживания минимизирует время и затраты на эксплуатацию оборудования.
- Компактные размеры не занимает много места, легко размещается рядом с основным оборудованием
- Надёжные материалы изготовления обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии.
- Экологичность устройство не требует дополнительного энергопотребления, работает пассивно.
- ullet Повышение общей безопасности лабораторных и медицинских процессов снижает риск аварийных ситуаций.
- Поддержка стандартов качества соответствует требованиям медицинского оборудования.

Охладитель для A3-10 и A3-15 является важным компонентом системы дистилляции, обеспечивая комфорт и безопасность при использовании дистиллированной воды в медицинской практике.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Вес, кг	1
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.