

Операционный стол Mindray HyBase 6100

Операционные столы



mindray

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Операционный стол Mindray HyBase 6100

Миндрай HyBase 6100 — универсальный электрогидравлический операционный стол премиум-класса, предназначенный для проведения широкого спектра хирургических вмешательств, включая нейрохиргию и малоинвазивные операции. Высокая мобильность, расширенные возможности позиционирования и рентгенопрозрачная столешница делают его оптимальным решением для современных операционных блоков.

Подходит для отделений общей хирургии, ортопедии, урологии, гинекологии и кардиохирургии.

Особенности

- Электрогидравлический привод с многоуровневой системой управления (ручной пульт, панели на станине, ножной переключатель).
- Продольный сдвиг до 320 мм (опция) — удобно для работы с С-дугой.
- Минимальная высота от пола — всего 498 мм, что удобно для нейрохирургии и малоинвазивных операций.
- Устойчивость и безопасность благодаря электрической тормозной системе.
- Высокая грузоподъемность — до 250 кг.
- Декомпрессионный матрас с антистатическим водонепроницаемым покрытием.

Технические характеристики

Параметр	Значение
----------	----------

Полная длина	
--------------	--

2060 мм	
---------	--

Высота без подушек	
--------------------	--

498-1 000 мм	
--------------	--

Ширина без боковой направляющей	
---------------------------------	--

520 мм	
--------	--

Ширина с боковой направляющей	
-------------------------------	--

590 мм	
--------	--

Латеральный наклон (вправо/влево)	
-----------------------------------	--

±21°	
------	--

Тренделенбург/обратный Тренделенбург

±26°

Ножная секция (вверх/вниз)

+20° / -90°

Спинная секция (вверх/вниз)

+80° / -40°

Головная секция (вверх/вниз)

+45° / -90°

Положение «перегиб вниз» (flex)

220°

Положение «перегиб вверх» (reflex)

110°

Продольный сдвиг (опция)

до 320 мм

Преимущества

- Минимальная высота 498 мм — комфорт для малоинвазивной и нейрохирургии.
- Рентгенопрозрачная столешница, подходящая для радиологической визуализации.
- Продольный сдвиг до 320 мм обеспечивает доступ для С-дуги без необходимости перемещения пациента.
- Угол наклона и перегибов позволяет оптимально позиционировать пациента в различных хирургических положениях.
- Опциональная столешница из углеродного волокна — для улучшенной визуализации и снижения лучевой нагрузки.
- Электропривод всех движений с интуитивным управлением одним нажатием.
- Память положений и автоматические функции позиционирования повышают эффективность работы хирурга и медперсонала.
- Грузоподъемность до 380 кг — универсальность в применении.
- Совместимость с различными аксессуарами для расширения функционала под конкретные задачи.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Mindray

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010027543.pdf>

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.