

Операционный стол Mindray UniBase 30

Операционные столы



Ваша цена

Розница
1 577 500 руб.

Оптовая цена
 По запросу

mindray

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2017/6066 от 06.12.2021

Описание

Электрогидравлический операционный стол Mindray UniBase 30

Операционный стол Mindray UniBase 30 способен значительно сократить время подготовки к операции и снизить нагрузку на медицинский персонал и обеспечить комфортное, удобное и безопасное позиционирование пациента. UniBase30 – простой операционный стол отличного качества, разработанный с учётом всех требований современной хирургии.

- Максимальная нагрузка – 185 кг в нормальном положении.
- Встроенные батареи обеспечивают не менее одной недели работы стола.
- Механическая система торможения для оптимальной стабильности.
- Съёмные отдельные ножные секции.

Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6066 от 06.12.2021.

Особенности стола Mindray UniBase 30

- Столешница стола выполнена из HPL-панели и проницаема для рентгеновских лучей в прямой проекции.
- Съёмные головная и ножные секции стола.
- Раздельная ножная секция.
- Тазовая секция с гинекологическим вырезом.
- Система быстрого соединения и фиксации секций (без необходимости применения дополнительных инструментов).
- Встроенные колёса для перемещения внутри операционной. Фиксация стола осуществляется при помощи педали, расположенной на основании стола.
- Управление столом с помощью ручного проводного пульта управления. Функциональные клавиши ручного пульта управления: вкл./ выкл., подъём/ опускание столешницы, регулировка положения Тренделенбурга /Антитренделенбурга, боковой наклон вправо /влево, подъём /опускание спинной секции.
- Встроенный блок аккумуляторов для обеспечения работы операционного стола в нормальном режиме до семи дней.
- Автоматическое включение зарядки аккумулятора при подключении шнура питания, без нажатия дополнительных кнопок. Аккумуляторы заряжаются непосредственно от сети переменного тока 220 В при помощи стандартного сетевого кабеля.

Характеристики Mindray UniBase 30

| |
|---|
| Параметр Mindray UniBase 30 |
| Полная длина 2030 мм |
| Высота без матраса 680-1030 мм |
| Ширина без боковых рельсов 500 мм |
| Ширина с боковыми рельсами 556 мм |
| Размер боковых рельсов размещённых по всей длине стола 10×25 мм |

Максимально допустимая нагрузка в нормальном положении 185 кг

Положение Тренделенбурга +26/-26°

Угол бокового наклона вправо/влево +21/-21°

Угол наклона спинной секции вверх/вниз +80/-40°

Угол наклона головной секции вверх/вниз +45/-90°

Угол наклона раздельной ножной секции вверх/вниз +20/-90°

Угол смещение ножной секции влево/вправо влево 90°, вправо 90°

Толщина матраса, мм 65

Подлокотники регулируемые

Регулировка высоты электрогидравлический привод

Регулировка Тренделенбург/Антитренделенбург электрогидравлический привод

Регулировка спинной секции электрогидравлический привод

Регулировка бокового наклона электрогидравлический привод

Регулировка головной секции механическая

Регулировка ножной секции механическая

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|-----------|-----------------|
| Бренд | Mindray |
| Отрасли | Здравоохранение |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.