

Паровой стерилизатор Белаквилон BA slave 150 V

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница
902 260 руб.

Оптовая цена
893 240 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 150
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø500×765
- Диапазон температур, °C: 105-132
- Максимальное рабочее давление, МПа: 2,2

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2024/24132 от 05.12.2024

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Белаквилон
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Для отделения стерилизации
Тип загрузки	вертикальный
Дополнительный функционал	может работать автономно
Объем рабочей камеры, л	150
Размеры рабочей камеры, мм	Ø500×765
Диапазон температур, °C	105-132
Отклонение температуры от заданной, ±°C	1
Максимальное рабочее давление, МПа	2,2
Габариты, мм	755×955×1200
Электропитание, В	230

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.