

Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07)

Паровые стерилизаторы (автоклавы) Арт. КИУС.942711.004-07



Ваша цена

Розница
188 663 руб.

Оптовая цена
183 825 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объём рабочей камеры, л: 24,7
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø246 × 450
- Диапазон температур, °С: 120...134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07)

КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07) – автоматический паровой стерилизатор, предназначенный для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением расширенного ряда изделий медицинского назначения. Он рассчитан на обработку различных упакованных и неупакованных предметов: твёрдых, пористых, полых загрузок типа А, изделий из металлов, стекла, резин, пластмасс, перевязочных и текстильных материалов, не теряющих функциональные свойства при воздействии пара.

Для эксплуатации требуется подключение стерилизатора к водопроводу и канализации. Внутри камеры создаётся стабильный режим давления и температуры с высокой точностью контроля.

Прибор оснащён электронной системой контроля, обеспечивающей надёжность и безопасность. Время нагрева до рабочего режима не превышает 30 мин. Точность поддержания давления составляет ±0,01 МПа.

Предусмотрены три температурных режима: 134 °С на 5 мин, 126 °С на 10 мин и 121 °С на 20 мин. Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинальной не превышает ±1 °С.

Стерилизатор рассчитан на непрерывную работу не менее 16 ч в сутки, средний срок службы около 10 лет при наработке на отказ не менее 1000 циклов. Остаточная влажность стерильных текстильных изделий – не более 1 %.

Технические характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Параметр | Значение |
| Тип камеры | круглая |
| Полезный объём камеры | 24,7 л |
| Максимальное рабочее давление | 0,22 МПа |
| Точность поддержания давления | ±0,01 МПа |
| Объём дистиллированной воды при первом запуске | 2,75 л |
| Остаточная влажность стерильных текстильных материалов | не более 1 % |
| Внутренние размеры камеры (Ø × Г) | 246 × 450 мм |
| Внешние габариты (Ш × Г × В) | 450 × 690 × 400 мм |

| | |
|--|--|
| Масса | 50 кг |
| Потребляемая мощность | не более 2,2 кВт |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
| Задаваемые температурные режимы | 134 °С – 5 мин; 126 °С – 10 мин; 121 °С – 20 мин |
| Время нагрева стерилизатора | не более 30 мин |
| Предельное отклонение температуры в загруженной камере | ±1 °С |
| Количество полок (стандартное/макс.) | 2/3 шт. |
| Размеры полок (Ш × Г × В) | 195 × 380 × 22 мм |
| Корректируемый уровень звуковой мощности | не более 70 дБА |
| Время непрерывной работы в сутках | менее 16 ч |
| Наработка на отказ | менее 1 000 циклов |
| Средний срок службы | 10 лет |

Транспортные характеристики

| Параметр | Значение |
|---------------------------|-------------------------|
| Количество мест | 1 |
| Максимальная длина места | 540 мм |
| Максимальная ширина места | 780 мм |
| Максимальная высота места | 585 мм |
| Максимальный вес места | 50 кг |
| Общий вес | 50 кг |
| Общий объём | 0,246402 м ³ |

Преимущества

- Автономного типа – не требует подключения к водопроводу и канализации.
- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния;
- Термодинамическая сушка (естественным путём).
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры – гравитационная продувка.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13 060).

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------|--|
| Артикул | КИУС.942711.004-07 |
| Бренд | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение, Для отделения стерилизации |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000027417.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027417.pdf |
| Тип загрузки | горизонтальный |

| | |
|---|--------------------------|
| Дополнительный функционал | может работать автономно |
| Объём рабочей камеры, л | 24,7 |
| Размеры рабочей камеры, мм | Ø246 × 450 |
| Диапазон температур, °С | 120...134 |
| Время нагрева, мин, не более | 30 |
| Количество полок | 2/3 |
| Размер полки, мм | 215 × 380 × 22 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,22 |
| Габариты, мм | 450 × 690 × 400 |
| Вес, кг | 50 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 000 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.