

Педиатрический стетоскоп Little Doctor LD Prof-II

Стетоскопы



Ваша цена

Розница

353 руб.

Оптовая цена

350 руб.

Little Doctor

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Педиатрический стетофонендоскоп Little Doctor LD Prof-II

Педиатрический стетофонендоскоп Little Doctor LD Prof-II — компактный и лёгкий педиатрический стетофонендоскоп, предназначенный для аускультации пациентов детского возраста. Модель отличается удобством использования, надёжной акустической передачей звука и подходит для применения как средним медицинским персоналом, так и врачами различных специальностей.

Конструкция прибора обеспечивает точное переключение между режимами прослушивания, стабильную передачу звуковых сигналов и комфорт при длительном использовании. Эргономичная форма и малый вес делают модель удобной в ежедневной клинической практике.

Особенности

- Лёгкая двусторонняя головка из прочного алюминия.
- Диафрагма уменьшенного диаметра с пластиковой мембраной.
- Открытый колокол уменьшенного диаметра с резиновым кольцом для улучшения акустики.
- Простое переключение между диафрагмой и колоколом поворотом головки на 180 °.
- Индикатор рабочего положения головки за счёт изгиба стержневого клапана.
- Прочная одинарная звукопроводящая латексная трубка.
- Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной.
- Виниловые наконечники для ушей, обеспечивающие комфортное прилегание.
- Выбор цветового исполнения трубок: жёлтый, зелёный, красный, розовый, серый, синий, чёрный.

Комплект поставки

- Двусторонняя головка с уменьшенной диафрагмой и открытым колоколом.
- Одинарная звукопроводящая латексная трубка длиной 56 см.
- Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной.
- Виниловые наконечники для ушей.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Специализация	педиатрический
Материал головки	металл (алюминий)
Диаметр диафрагмы	34 мм
Диаметр колокола	21 мм
Переключение диафрагма/колокол	да, поворотом головки на 180 °
Резиновое кольцо на колоколе	да
Тип звукопроводящей трубки	одинарная
Материал трубки	латекс
Длина трубок	56 см
Материал ушных трубок	хромированный металл
Наконечники для ушей	виниловые

Утолщённые стенки трубки	нет
Дополнительные насадки	нет
Наличие таблички для имени	нет
Возрастные ограничения	без ограничений по возрасту пациента

Преимущества

- Компактная и лёгкая конструкция, удобная для ежедневного использования в педиатрической практике.
- Двусторонняя головка из прочного алюминиевого сплава обеспечивает стабильную акустическую передачу.
- Диафрагма уменьшенного диаметра с пластиковой мембраной повышает точность аускультации у детей.
- Открытый колокол с резиновым кольцом улучшает акустические характеристики при низкочастотных звуках.
- Быстрое переключение между режимами диафрагмы и колокола поворотом головки на 180 °.
- Интуитивно понятное определение рабочей стороны по положению стержневого клапана.
- Прочная одинарная звукопроводящая трубка обеспечивает надёжную передачу звука без искажений.
- Бинауральные металлические трубки с наружной пружиной повышают долговечность конструкции.
- Виниловые ушные наконечники обеспечивают комфортное и плотное прилегание при длительном использовании.
- Широкий выбор цветового исполнения трубок для удобства идентификации приборов в клинике.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Little Doctor
Страна бренда	Сингапур
Отрасли	Для кабинета педиатра
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040526.pdf
Вес, кг	0.095
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.