

## Пеленальный стол КРОНТ СП-01 с 2-мя выдвижными ящиками

Осмотровые и процедурные столы



### Ваша цена

Розница  
**19 000 руб.**

Оптовая цена  
**18 412 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Пеленальный стол КРОНТ СП-01 с 2 выдвижными ящиками

Пеленальный стол КРОНТ СП-01 – медицинский стол для пеленания детей, предназначенный для проведения осмотра, гигиенического обслуживания, врачебных манипуляций и пеленания. Применяется в родильных домах, детских лечебных учреждениях (амбулаториях, поликлиниках и больницах), социальных учреждениях охраны материнства и детства и т.д.

Каркас стола изготовлен из облегчённых металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием. Столешница и нижняя полка с выдвижными ящиками выполнены из ударопрочного химически стойкого пластика.

Стол оснащён 4 поворотными колёсными опорами Ø50 мм с резиновым ободом и тормозом. Каждая опора оборудована пластиковым амортизирующим отражателем. Столешница и нижняя полка самофиксирующиеся и легкосъёмные, что облегчает санитарную обработку.

### Особенности

- Каркас из облегчённых металлических труб с порошковым покрытием.
- Столешница и нижняя полка с выдвижными ящиками из ударопрочного пластика.
- 4 поворотные колёсные опоры Ø50 мм с резиновым ободом и тормозом.
- Пластиковые амортизирующие отражатели на опорах.
- Самофиксирующиеся и легкосъёмные столешница и нижняя полка для удобства санитарной обработки.
- Белый цвет столешницы, нижней полки и ящиков.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Грузоподъёмность	на стол – 30 кг, на столешницу – 20 кг, на нижнюю полку – 10 кг
Рабочая поверхность	столешница – 720 × 680 × 100 мм; нижняя полка – 770 × 400 × 10 мм
Срок службы	5 лет

## Преимущества

Пеленальный стол КРОНТ СП-01 сочетает прочность, функциональность и удобство эксплуатации, что делает его незаменимым оборудованием для проведения осмотра и гигиенических процедур детей:

- Прочная металлическая конструкция с порошковым покрытием – обеспечивает долговечность и надёжность эксплуатации.
- Выдвижные ящики из ударопрочного пластика – удобство хранения и организации расходных материалов и принадлежностей.
- Каркас из лёгких труб круглого сечения – лёгкость конструкции при сохранении высокой грузоподъёмности.
- Столешница и нижняя полка самофиксирующиеся и легко съёмные – удобство санитарной

обработки и дезинфекции.

- Четыре поворотные колёсные опоры Ø50 мм с резиновым ободом и тормозом – мобильность и безопасное перемещение стола.
- Амортизирующие отражатели на опорах – защита от повреждений пола и мебели.
- Совместимость с любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами – соблюдение санитарных норм.
- Компактные габариты – оптимизация пространства в медицинских и социальных учреждениях.
- Грузоподъёмность до 30 кг на стол, до 20 кг на столешницу и до 10 кг на нижнюю полку – надёжность при работе с детьми и оборудованием.
- Срок службы 5 лет – долговременное решение для оснащения отделений.

Стол КРОНТ СП-01 обеспечивает удобство работы медицинского персонала, безопасность детей и лёгкость санитарной обработки, что делает его эффективным и практичным выбором для родильных домов, детских лечебных учреждений и социальных учреждений охраны материнства и детства.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета педиатра
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005823.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005823.pdf</a>
Вес, кг	17
Вес в упаковке, кг	18.5
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.