

## Передвижной штатив для эндоскопов КРОНТ ШтЭ-01

Эндоскопические тележки и органайзеры



#### Ваша цена

Розница Оптовая цена 10 902 руб. 10 498 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

### Описание

#### Передвижной штатив для эндоскопов КРОНТ ШтЭ-01

Штатив передвижной КРОНТ ШтЭ-01 предназначен для размещения эндоскопов после дезинфекционной обработки. Используется в эндоскопических кабинетах и других отделениях лечебно-профилактических учреждений. Держатель штатива позволяет разместить до 4-х эндоскопов одновременно.

Конструкция выполнена из облегчённых металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием. В верхней части расположены держатели для подвешивания эндоскопов, в нижней части установлены 2 пластиковых поддона для стекания остатков воды после обработки. Поддоны выполнены из ударопрочного полимерного материала и легкосъёмные для удобства санитарной обработки.

Штатив оснащён 4-мя поворотными колёсными опорами Ø50 мм с тормозами. Допускается обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ для дезинфекции поверхностей. Поддоны выдерживают стерилизацию паровым методом (автоклавирование) при температуре 121 °C.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение	2	
Цвет поддонов	Голубой		
Максимальная нагрузка на держатель эндоскопов			
Габаритные размеры опоры		460 × 455 мм	
Высота штатива над полом		1 650 ÷ 1 900 мм	
Диаметр колёс	50 мм		
Срок службы не менее 4		лет	

# Преимущества

Штатив КРОНТ ШтЭ–01 обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым элементом эндоскопических кабинетов и процедурных:

- Надёжная конструкция из облегчённых металлических труб с порошковым покрытием долговечность и устойчивость к эксплуатации.
- Верхний держатель для подвешивания до 4-х эндоскопов удобство организации рабочего пространства.
- Нижние поддоны из ударопрочного полимера сбор остатков воды и лёгкость санитарной обработки.
- Легкосъёмные поддоны быстрая очистка и стерилизация без лишних усилий.
- Поворотные колёсные опоры Ø50 мм с тормозами мобильность и стабильность при установке.
- Подходит для обработки любыми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ —



- универсальность в медицинской практике. Поддоны выдерживают автоклавирование до 121 °C совместимость с современными методами стерилизации.
- Регулируемая высота штатива 1 650–1 900 мм эргономика и удобство для персонала различного роста.
- Компактные габариты опоры 460 × 455 мм экономия пространства в кабинете.
- Масса штатива всего 6 кг лёгкость транспортировки и маневрирования.

Штатив КРОНТ ШтЭ-01 обеспечивает удобное размещение эндоскопов после дезинфекции, повышает эффективность работы медицинского персонала и гарантирует безопасность оборудования при эксплуатации.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Вес, кг	6
Габариты в упаковке, мм	935 × 370 × 145
Страна производства	Россия

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.