

# Планахроматический люминесцентный тринокулярный микроскоп Биолаб 11 ЛЮМ

Медицинские микроскопы



## Ваша цена

Розница  
**196 841 руб.**

Оптовая цена  
**188 967 руб.**

**биолаб**

В наличии

НДС не облагается

## Описание

### Планахроматический люминесцентный тринокулярный микроскоп Биолаб 11 ЛЮМ

Биолаб 11 ЛЮМ – профессиональный медицинский люминесцентный тринокулярный микроскоп, предназначенный для рутинных работ в биологии, медицине, микробиологии и смежных областях. Микроскоп оснащён четырьмя высококачественными планахроматическими флюоресцентными объективами и может использоваться как прямой микроскоп в проходящем свете.

Для люминисценции применяются красители: FITC, TRITC, акридиновый оранжевый, аурамин-О, Родамин В200, Пропидий Йодид. Микроскоп используется в биологии, цитологии, онкологии, гематологии, генетике, иммунологии, микрохимии и экологическом контроле.

Биолаб 11 ЛЮМ снабжён независимым оптическим каналом для установки видеоокуляра. Для вывода изображения на монитор компьютера рекомендуется использовать видеоокуляр TourCam 9.0 MP. Прибор удобен в эксплуатации и подходит для применения в медицинских учреждениях.

### Особенности

- Планахроматические флюоресцентные объективы 4 шт.: 4х/0,1, 10х/0,25, 40х/0,65, 100х/1,25.
- Тринокулярная оптическая головка для установки видеоокуляра.
- Возможность работы как с люминисценцией, так и с проходящим светом.
- Использование люминисцентных красителей: FITC, TRITC, Акридиновый оранжевый, Аурамин-О, Родамин В200, Пропидий Йодид.
- Независимый оптический канал для подключения видеоокуляра.
- Широкое межзрачковое расстояние 48 – 75 мм.
- Компактный и надёжный медицинский прибор для лабораторного применения.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип микроскопа	Прямой люминесцентный
Оптическая головка	Тринокулярная
Межзрачковое расстояние	48 – 75 мм
Увеличение микроскопа	40 – 1000 × (до 1600 ×)
Окуляры	10х/22 мм
Объективы планахроматические	4х/0,1; 10х/0,25; 40х/0,65; 100х/1,25
Размер предметного столика	180 × 150 мм
Диапазон перемещения столика	75 × 50 мм
Осветитель проходящего света	6 В/20 Вт
Люминесцентный блок	220 В/100 Вт, ртутная лампа НВО100
Блок фильтров В (синий)	Спектр возбуждающего излучения 410 – 490 нм, дихроизм 505 нм, запирающий фильтр 515 нм
Блок фильтров G (зелёный)	Спектр возбуждающего излучения 500 – 550 нм, дихроизм 575 нм, запирающий фильтр 590 нм

## Преимущества

- Профессиональный медицинский микроскоп для лабораторной работы в биологии, медицине и микробиологии.
- Планахроматические флюоресцентные объективы высокого качества обеспечивают чёткое изображение при работе с люминисцентными красителями.
- Тринокулярная оптическая головка позволяет использовать видеоокуляр для вывода изображения на монитор компьютера.
- Возможность работы как с люминисценцией, так и с проходящим светом.
- Использование широкого спектра люминисцентных красителей: FITC, TRITC, акридиновый оранжевый, Аурамин-О, Родамин В200, Пропидий Йодид.
- Независимый оптический канал для подключения видеоокуляра упрощает демонстрацию и запись изображения.
- Широкое межзрачковое расстояние 48 – 75 мм обеспечивает комфорт работы для разных операторов.
- Высокое увеличение: 40 – 1000 × (до 1600 ×) для детального изучения объектов.
- Надёжный и долговечный люминисцентный блок с ртутной лампой НВО100 220 В/100 Вт.
- Простое управление и эргономичный дизайн, подходящий для медицинских лабораторий.
- Компактность и стабильная конструкция, позволяющая удобно разместить микроскоп на рабочем столе.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	БИОЛАБ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010023601.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010023601.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010023601.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010023601.pdf</a>
<b>Вес в упаковке, кг</b>	6
<b>Страна производства</b>	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.