

## Подставка для стерилизатора СКТБ СПУ ГП-40

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3003.1



### Ваша цена

Розница

**10 389 руб.**

Оптовая цена

**10 292 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Подставка для стерилизатора СКТБ СПУ ГП-40

Подставка (напольная) для стерилизатора воздушного ГП-40 СПУ предназначена для удобного размещения оборудования вне рабочего стола или поверхностей. Устанавливается по желанию заказчика и обеспечивает надёжную поддержку конструкции.

Доступна дополнительная информация и полное описание стерилизатора по ссылке: [Стерилизатор воздушный СКТБ&nbsp;СПУ&nbsp;ГП-40](#).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	3003.1
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	722 × 387 × 751,5
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.