

## Подставка для термостата ТС-1/20 СПУ

Стойки и подставки для термостатов    Арт. 1003.1



### Ваша цена

Розница  
**15 601 руб.**

Оптовая цена  
**15 081 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Подставка для термостата ТС-1/20 СПУ

Подставка предназначена для удобного расположения прибора (термостат суховоздушный ТС-1/20 СПУ) в помещениях.

Особенности подставки:

- Изделие может быть выполнено с лакокрасочным покрытием и из нержавеющей стали.
- Подставка состоит из основания, ножек и полки.
- Поверхности изделия допускаются к дезинфекции.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1003.1
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Габариты, мм	317×367×751,5
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.