

Полипропиленовый шкаф для кислот Zoyet ZYP0004

Шкафы для специального хранения



Ваша цена

Розница

38 502 руб.

Оптовая цена

37 014 руб.

 **ZOYET**

В наличии

С учетом НДС 22 %

- Тип: шкаф для кислот
- Материал столешницы: полипропилен
- Внутренний объем шкафа, л: 15

Описание

Полипропиленовый шкаф для кислот Zoyet ZYP0004

Небольшой шкаф Zoyet ZYP0004 предназначен для хранения агрессивных кислот и щелочей. Это самый маленький шкаф в линейке, его можно поставить на стол.

Шкаф сделан целиком из полипропилена, устойчивого к длительному воздействию кислот. Полипропиленовую полку можно снять для очистки. При необходимости можно купить дополнительную полку.

У шкафа есть проушины, можно навесить замок или опломбировать.

Нормальный срок службы шкафов Zoyet более 10 лет, что делает их отличным выбором для оснащения лаборатории.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Zoyet

Страна бренда

Китай

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010010145.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010010145.pdf>

Тип

шкаф для кислот

Материал столешницы

полипропилен

Внутренний объем шкафа, л

15

Габариты, мм

430×430×560

Вес, кг

11

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.