

Полипропиленовый шкаф для кислот Zoyet ZYP0030

Шкафы для специального хранения



Ваша цена

Розница

113 100 руб.

Оптовая цена

108 600 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010010148.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010010148.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.