

Полиуретановое медицинское кресло INMEDIX KP-12

Стулья и табуреты



Ваша цена

Розница

22 492 руб.

Оптовая цена

21 742 руб.

 **INMEDIX**

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Полиуретановое медицинское кресло INMEDIX KP-12

INMEDIX KP-12 — медицинское кресло с полиуретановыми сиденьем и спинкой на газлифте, предназначенное для использования в медицинских, лабораторных и процедурных помещениях. Каркас выполнен из стали с хромированным покрытием, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции.

Кресло оснащено удобной регулировкой высоты сиденья и спинки, позволяющей адаптировать рабочее место под разные задачи и рост оператора. Базовая комплектация включает пластиковые колёсные опоры, при необходимости кресло может быть доукомплектовано глайдерами или итальянскими колёсными опорами, покрытыми десмопаном, а также удобным опорным кольцом для ног диаметром 450 мм с регулировкой по высоте.

Полиуретановые сиденье и спинка устойчивы к кратковременному воздействию температуры, воде, летящим искрам, кислотам и щелочам. Они легко очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами, обладают повышенной прочностью и износостойкостью, а также имеют антивандальные свойства.

Особенности

- Полиуретановое сиденье и спинка, легко очищаемые и устойчивые к дезинфицирующим средствам.
- Прочная стальная конструкция с хромированным покрытием.
- Регулируемая высота сиденья и спинки на газлифте.
- Базовая комплектация на пластиковых колёсных опорах.
- Возможность комплектации глайдерами или итальянскими колёсными опорами с десмопановым покрытием.
- Опорное кольцо для ног с регулировкой по высоте диаметром 450 мм.
- Устойчивость к влаге, кислотам, щелочам, летящим искрам и кратковременному нагреву.
- Антивандальная конструкция.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размеры сиденья	470 × 450 мм
Размеры спинки	420 × 310 мм
Разлет опор	590 мм
Высота сиденья (колёсные опоры)	от 450 до 580 мм
Высота спинки (колёсные опоры)	от 870 до 1000 мм
Высота сиденья (глайдеры)	от 425 до 555 мм
Высота спинки (глайдеры)	от 845 до 975 мм

Преимущества

Преимущества

- Полиуретановое сиденье и спинка легко очищаются и устойчивы к дезинфицирующим и моющим средствам.
- Прочная стальная конструкция с хромированным покрытием обеспечивает долговечность и устойчивость к нагрузкам.
- Регулировка высоты сиденья и спинки на газлифте позволяет адаптировать кресло под разный рост оператора.
- Возможность комплектации пластиковыми колёсными опорами, глайдерами или итальянскими колёсными опорами с десмопановым покрытием.
- Опорное кольцо для ног с регулировкой по высоте диаметром 450 мм повышает комфорт работы.
- Полиуретановые элементы устойчивы к влаге, летящим искрам, кислотам и щелочам, а также к кратковременному нагреву.
- Антивандальная конструкция сиденья и спинки.
- Удобство перемещения и фиксации кресла на колёсных опорах.
- Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт при длительной работе.
- Лёгкость и скорость очистки поверхности для соблюдения санитарных норм.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	INMEDIX
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010020459.pdf
Вес, кг	9.5
Вес в упаковке, кг	10.5
Габариты в упаковке, мм	580 × 170 × 560
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.