

Полиуретановое медицинское кресло INMEDIX KP12-B

Стулья и табуреты



Ваша цена

Розница

26 991 руб.

Оптовая цена

26 092 руб.

 **INMEDIX**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Полиуретановое медицинское кресло INMEDIX KP12-B

INMEDIX KP12-B — лабораторное полиуретановое кресло на газлифте с регулировкой высоты сиденья и спинки. Предназначено для комфортной и безопасной работы персонала в медицинских и лабораторных учреждениях.

Каркас кресла выполнен из стали с хромированным покрытием, обеспечивающим долговечность и устойчивость к нагрузкам. Полиуретановые элементы легко очищаются, устойчивы к дезинфицирующим и моющим средствам, влаге, летящим искрам, кислотам и щелочам, а также к кратковременному нагреву.

Базовая комплектация включает пластиковые колёсные опоры и опорное кольцо для ног диаметром 450 мм. Дополнительно кресло может поставляться на неподвижных глайдерах или итальянских колёсных опорах с десмопановым покрытием.

Особенности

- Регулировка высоты сиденья на газлифте: 600 – 840 мм на колёсах, 575 – 815 мм на глайдерах.
- Регулировка высоты спинки: 1020 – 1260 мм на колёсах, 995 – 1235 мм на глайдерах.
- Полиуретановые сиденье и спинка устойчивы к влаге, химическим веществам и высокой износостойкости.
- Прочная стальная конструкция с хромированным покрытием.
- Базовая комплектация с опорным кольцом для ног диаметром 450 мм.
- Возможность комплектации итальянскими колёсными опорами с десмопановым покрытием или неподвижными глайдерами.
- Эргономичная форма сиденья и спинки для комфорта длительной работы.
- Лёгкость и скорость очистки поверхности для соблюдения санитарных норм.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размеры сиденья	470 × 450 мм
Размеры спинки	420 × 310 мм
Разлет опор	590 мм
Регулировка высоты сиденья на колёсах	600 – 840 мм
Регулировка высоты сиденья на глайдерах	575 – 815 мм
Регулировка высоты спинки на колёсах	1020 – 1260 мм
Регулировка высоты спинки на глайдерах	995 – 1235 мм
Опорное кольцо для ног	Диаметр 450 мм

Преимущества

•

- Полиуретановое покрытие сиденья и спинки обеспечивает лёгкую и быструю очистку, устойчивость к дезинфицирующим и моющим средствам.
- Каркас стальной с хромированным покрытием обеспечивает надёжность и долговечность конструкции.
 - Регулировка высоты сиденья и спинки на газлифте позволяет адаптировать кресло под рост и удобство оператора.
 - Высота сиденья на колёсных опорах регулируется от 600 до 840 мм, на глайдерах от 575 до 815 мм.
 - Высота спинки на колёсных опорах регулируется от 1020 до 1260 мм, на глайдерах от 995 до 1235 мм.
 - Базовая комплектация с опорным кольцом для ног диаметром 450 мм повышает комфорт при длительном сидении.
 - Дополнительная комплектация: кресло может поставляться на неподвижных глайдерах или на итальянских колёсных опорах с десмопановым покрытием.
 - Полиуретановые элементы обладают повышенной прочностью, износостойкостью и антивандальными свойствами.
 - Устойчивость к кратковременному воздействию температуры, воде, кислотам и щелочам.
 - Эргономичный дизайн сиденья и спинки обеспечивает комфорт оператора при длительной работе.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	INMEDIX
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010020522.pdf
Вес, кг	11
Вес в упаковке, кг	12
Габариты в упаковке, мм	590 × 210 × 560
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.