

Полка дополнительная для СКТБ СПУ ГП-40

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3014.2



Под заказ



Описание

Полка дополнительная для СКТБ СПУ ГП-40

Дополнительная полка предназначена для размещения [воздушного стерилизатора СКТБ СПУ ГП minus;40](#) и обеспечивает удобное расположение аппарата, а также эффективное использование рабочего пространства в медицинских учреждениях. Изготовлена из прочных материалов, что гарантирует надежность и долговечность эксплуатации.

Конструкция полки позволяет легко обслуживать стерилизатор, обеспечивать безопасное подключение к электросети и содержать поверхность в чистоте, что важно для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Полка совместима с моделью СКТБ СПУ ГП-40 и соответствует требованиям эргономики и безопасности.

Особенности

- Прочная и долговечная конструкция
- Удобство при обслуживании и подключении к электросети
- Оптимизация рабочего пространства в кабинете или лаборатории
- Соответствие эргономическим и безопасным стандартам
- Легкость дезинфекции и содержания в чистоте

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	3014.2
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.