

## Полуавтоматический электронный тонометр Little Doctor LD2

Тонометры



**Ваша цена**

Розница

**1 559 руб.**

Оптовая цена

**1 546 руб.**

*Little Doctor*

В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Полуавтоматический тонометр Little Doctor LD2

Полуавтоматический тонометр Little Doctor LD2 – электронный прибор для неинвазивного измерения артериального давления и частоты пульса осциллометрическим методом. Модель предназначена для измерения давления на плече и сочетает ручную накачку манжеты с автоматическим снижением давления во время измерения.

Тонометр оснащён интеллектуальным алгоритмом Fuzzy, который учитывает индивидуальные особенности сердечного ритма пользователя и позволяет определять необходимый уровень давления в манжете для более комфортного проведения измерений. Управление прибором максимально упрощено, благодаря чему модель подходит для регулярного домашнего контроля показателей артериального давления.

Little Doctor LD2 оснащён увеличенной плечевой манжетой и ЖК-дисплеем с одновременным отображением значений давления и пульса. Предусмотрена звуковая индикация этапов измерения. Устройство отличается экономичным энергопотреблением и способно выполнять до 1 000 измерений от одного комплекта алкалайновых элементов питания.

#### Особенности

- Полуавтоматический принцип работы с ручной накачкой манжеты.
- Осциллометрический метод измерения.
- Интеллектуальный алгоритм Fuzzy для учёта индивидуальных особенностей сердцебиения.
- Автоматическое снижение давления после завершения нагнетания.
- Ручной выбор максимального давления накачки.
- Увеличенная манжета для окружности плеча от 25 до 36 см.
- Звуковая индикация этапов измерения.
- LCD-дисплей с одновременным отображением давления и частоты пульса.
- До 1 000 измерений от одного комплекта алкалайновых батареек.
- Компактная конструкция для хранения и транспортировки.

#### Показания к применению

- Контроль артериального давления в домашних условиях.
- Регулярное измерение артериального давления и частоты пульса.
- Самостоятельный мониторинг показателей сердечно-сосудистой системы.

#### Комплект поставки

- Электронный блок.
- Манжета Cuff-LDA.
- Нагнетатель с обратным клапаном и клапаном сброса давления.
- Тройник.
- Воздушный шланг.
- 4 элемента питания типа AA.
- Сумка для хранения и переноски.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Упаковка.

## Технические характеристики

| Характеристика                            | Значение                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Метод измерения                           | Осциллометрический                                        |
| Место наложения манжеты                   | Плечо                                                     |
| Снижение давления                         | Автоматическое                                            |
| Накачка манжеты                           | Ручная                                                    |
| Выбор максимального давления накачки      | Ручной                                                    |
| Интеллектуальная система                  | Алгоритм Fuzzy                                            |
| Диапазон измерения давления               | 40 – 260 мм рт. ст.                                       |
| Диапазон измерения частоты пульса         | 40 – 160 уд./мин.                                         |
| Погрешность измерения давления            | ± 3 мм рт. ст.                                            |
| Погрешность измерения частоты пульса      | ± 5 % показаний                                           |
| Условия эксплуатации (температура)        | от +10 до +40 °C                                          |
| Условия эксплуатации (влажность)          | не более 85 %                                             |
| Наличие гнезда для адаптера               | Нет                                                       |
| Размер манжеты                            | Увеличенная взрослая, для окружности плеча от 25 до 36 см |
| Материал манжеты                          | Нейлон                                                    |
| Материал камеры манжеты                   | ПВХ                                                       |
| Звуковая индикация                        | Да                                                        |
| Тип дисплея                               | Жидкокристаллический                                      |
| Одновременная индикация давления и пульса | Да                                                        |
| Индикация времени и даты                  | Нет                                                       |
| Размер дисплея                            | 47 × 30 мм                                                |
| Количество ячеек памяти                   | Нет                                                       |
| Память на показания пульса                | Нет                                                       |
| Ресурс элементов питания                  | До 1 000 измерений                                        |
| Срок службы тонометра                     | 7 лет                                                     |
| Срок службы манжеты                       | 3 года                                                    |
| Гарантия                                  | 3 года                                                    |

## Преимущества

- Полуавтоматический принцип измерения с ручной накачкой манжеты и автоматическим снижением давления.
- Алгоритм Fuzzy учитывает индивидуальные особенности сердцебиения для более комфортного измерения.
- Увеличенная манжета подходит для окружности плеча от 25 до 36 см.
- Осциллометрический метод обеспечивает простое выполнение измерений без специальных навыков.
- Звуковая индикация сопровождает этапы проведения измерения.
- ЖК-дисплей одновременно отображает значения артериального давления и частоты пульса.
- Ручной выбор максимального давления накачки повышает удобство использования.
- До 1 000 измерений от одного комплекта алкалайновых элементов питания.
- Компактные размеры позволяют удобно хранить и перевозить прибор.
- Не требует подключения сетевого адаптера.
- Плечевая манжета выполнена из нейлона с камерой из ПВХ.
- Подходит для регулярного домашнего контроля артериального давления.
- Гарантия производителя – 3 года.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Little Doctor

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Страна бренда       | Сингапур                                                                                                      |
| Отрасли             | Для дома                                                                                                      |
| Ссылка на документы | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040510.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040510.pdf</a> |
| Габариты, мм        | 135×95×50                                                                                                     |
| Вес, кг             | 0.415                                                                                                         |
| Электропитание, В   | 1.5 (батарейки, тип AA, 4 шт.)                                                                                |
| Страна производства | Китай                                                                                                         |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.