

Портативные весы OHAUS Scout SPX123

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30272137



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 120
- Дискретность, г: 0,001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,02
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

Описание

Портативные весы OHAUS Scout SPX123

Портативные технические весы, обеспечивающие стабильно точные измерения.

Эти весы отличаются эффективной защитой от перегрузки, наличием нескольких единиц измерения и режимов взвешивания. Эти портативные весы предназначены для работы с высокой производительностью, имеют короткое время стабилизации и высокую точность взвешивания. Весы OHAUS Scout устанавливают новый стандарт взвешивания в лаборатории и на производстве.

Большой дисплей с подсветкой позволяет легко читать результаты в условиях низкой освещённости и на большом расстоянии.

Встроенная защита от перегрузок и ударопрочная чашка дают весам возможность эффективно работать в сложных условиях.

Усовершенствованная технология взвешивания и время установления в пределах одной секунды позволяют ещё больше повысить производительность.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [64467-16](#).
Срок свидетельства: до 29.06.2026.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, суммирование, фиксирование максимального веса

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой.

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth® (опции).

Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для моделей с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

Преимущества

Преимущества OHAUS Scout SPX123

- Индикатор стабильности показаний.
- Конструкция, предусматривающая возможность штабелирования весов.
- Защитный кожух для складирования и хранения (опция; кроме моделей с дискретностью 1 мг).
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Калибровочные гири (поставляются с моделями, имеющими НПВ до 620 г включительно).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30272137
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	портативные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	120
Дискретность, г	0,001
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,02
Воспроизводимость (СКО), г	0,002
Линейность, ± г	0,003
Калибровка	внешняя
Гиря	50, 100 г
Класс точности	Высокий (II)
Размер платформы, мм	93
Интерфейс	RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция)
	опция)
Время стабилизации, с	1,5
Габариты, мм	202×222×103
Вес, кг	1
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.