

Портативные весы OHAUS Scout STX8200

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30272136

Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 6200
- Дискретность, г: 1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Портативные весы OHAUS Scout STX8200

Новое поколение весов Scout — новые стандарты взвешивания в лаборатории и на производстве.

Эти портативные весы предназначены для работы с высокой производительностью, имеют короткое время стабилизации и высокую точность взвешивания. Весы OHAUS Scout устанавливают новый стандарт взвешивания в самых разных областях применения. К отличительным особенностям весов также относятся эффективная защита от перегрузок и расширенные возможности подключения.

Большой цветной сенсорный дисплей позволяет без труда управлять весами Scout при помощи информативного меню с пиктограммами, направляя действия пользователя на каждом этапе взвешивания.

Время стабилизации не превышает 1 секунду и способствует повышению производительности на любом производстве. В весах Scout реализована передовая технология взвешивания, что гарантирует воспроизводимые и надёжные результаты.

Превосходная встроенная система защиты от перегрузки, рассчитанная на 10-кратное превышение НПВ, защищает весы в сложных и неблагоприятных условиях. Компактная продуманная конструкция позволяет штабелировать весы при хранении.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): №8470; 64467-16. Срок свидетельства: до 29.06.2026.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, взвешивание животных/динамическое взвешивание, суммирование, определение плотности, фиксирование максимального веса, мольное взвешивание.

Дисплей

Полноцветный графический сенсорный VGA-дисплей 4,3 дюйма (109 мм) с регулируемой яркостью.

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth® (опции).

Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для

моделей с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

Преимущества

Преимущества OHAUS Scout STX8200

- Индикатор стабильности показаний.
- Конструкция, предусматривающая возможность штабелирования весов.
- Защитный кожух для складирования и хранения (кроме моделей с дискретностью 1 мг).
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Калибровочные гири (поставляются с моделями, имеющими НПВ до 620 г включительно).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30272136
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	портативные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	6200
Дискретность, г	1
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	20
Воспроизводимость (СКО), г	1
Линейность, ± г	1
Калибровка	внешняя
Гиря	4 кг, 8 кг
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	170×140
Интерфейс	RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция)
Время стабилизации, с	1
Габариты, мм	202×224×54

Вес, кг	1
---------	---

Страна производства	Китай
---------------------	-------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.