

Порционные весы OHAUS Valor 7000 V71P1502T

Платформенные весы

Арт. 30085430

Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: порционные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 1,5
- Дискретность, г: 0,05
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Порционные весы OHAUS Valor 7000 V71P1502T

Компактные весы для пищевого производства OHAUS Valor 7000 — это новейшая модель в серии надёжных весоизмерительных инструментов OHAUS, обеспечивающая повышение производительности при взвешивании и дозировании пищевых продуктов. Два дисплея и бесконтактные датчики, удобное меню и простота настройки, высокая скорость взвешивания и точность результатов обеспечивают непревзойдённую эффективность и удобство работы.

Передний и задний бесконтактные ИК датчики позволяют управлять функциями весов Valor 7000. Весы безопасны для пищевых продуктов, сертифицированы NSF (Национальным фондом санитарной защиты), USDA-AMS (Министерством сельского хозяйства США) и используются в системах, сертифицированных по HACCP.

Удобные большие дисплеи спереди и сзади с подсветкой, а также светодиодные индикаторы для контрольного взвешивания позволяют работать с весами Valor 7000 двум операторам одновременно.

Весы Valor 7000 выдают точный результат взвешивания менее чем за одну секунду.
Сертифицированная дискретность: 0,5 г.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [73893-19](#).
Срок свидетельства: до 08.02.2024.

Режимы применения

Взвешивание, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, суммирование.

Дисплей

Два жидкокристаллических дисплея (LCD) с подсветкой.

Эксплуатация

Сетевой адаптер или аккумулятор (входит в комплект).

Связь

Интерфейс RS232 (в комплекте); USB, Ethernet или дополнительный интерфейс RS232 (опции).

Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, весовая платформа из нержавеющей стали, бесконтактный датчик, ручка для переноски, блокировка меню, индикатор установки по уровню на передней панели.

Преимущества

Преимущества OHAUS Valor 7000 V71P1502T

- Время работы от аккумулятора 210 часов.
- Три светодиодных индикатора для контрольного взвешивания с настройкой параметров и звуковых сигналов.
- Выбор параметров адаптации к условиям окружающей среды и параметров режима автоматической печати.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30085430
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	порционные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	1,5
Дискретность, г	0,05
Воспроизводимость (СКО), г	0,1
Линейность, ± г	0,1
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	225×300
Интерфейс	RS-232, RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция)
Время стабилизации, с	1
Защита от пыли и влаги (IP)	IP43
Габариты, мм	117×311×327
Вес, кг	4.2
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.