

Предметное стекло со шлифованными краями 75 × 25 × 1,1 мм (72 шт./уп.)

Медицинские микроскопы



Наличие регистрационного удостоверения

Array

В Росси

Под заказ

Описание

Предметное стекло $-76 \times 25 \times 1,1$ мм

Предметное стекло — плоский стеклянный элемент, предназначенный для нанесения, фиксации и изучения исследуемого материала под микроскопом. Позволяет получать чёткое изображение исследуемых объектов благодаря прозрачной поверхности и равномерной толщине стекла.

Используется в лабораториях различного профиля для проведения микроскопических исследований биологических, химических и прочих образцов.

Особенности

- Стекло плоское, прозрачное и однородной толщины.
- Со шлифованными краями для безопасности при работе.
- Размеры 76 × 25 × 1,1 мм.
- Упаковка содержит 72 шт.
- Подходит для широкого спектра микроскопических исследований.

Технические характеристики

Характери	стика Зна	ачение
Длина	76 мм	
Ширина	25 мм	
Толщина	1,1 мм	
Края	шлифованные	!
Количество в упаковке		72 шт.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	76 × 25 × 1,1
Страна производства	Россия

Дисклеймер:



Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.