

Предметное стекло со шлифованными краями 75 × 25 × 1,1 мм (72 шт./уп.)

Предметные и покровные стёкла



**Сделано
в России**

Под заказ

Описание

Предметное стекло – 76 × 25 × 1,1 мм

Предметное стекло – плоский стеклянный элемент, предназначенный для нанесения, фиксации и изучения исследуемого материала под микроскопом. Позволяет получать чёткое изображение исследуемых объектов благодаря прозрачной поверхности и равномерной толщине стекла.

Используется в лабораториях различного профиля для проведения микроскопических исследований биологических, химических и прочих образцов.

Особенности

- Стекло плоское, прозрачное и однородной толщины.
- Со шлифованными краями для безопасности при работе.
- Размеры 76 × 25 × 1,1 мм.
- Упаковка содержит 72 шт.
- Подходит для широкого спектра микроскопических исследований.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Длина	76 мм
Ширина	25 мм
Толщина	1,1 мм
Края	шлифованные
Количество в упаковке	72 шт.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010014732.pdf
Габариты, мм	76 × 25 × 1,1
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.