

Проекционный анализатор поля зрения ЗОМЗ АППЗ-01

Периметры и анализаторы поля зрения

Арт. АППЗ-01



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Проекционный анализатор поля зрения ЗОМЗ АППЗ-01

ЗОМЗ АППЗ-01 — анализатор, предназначенный для определения границ световой и цветовой чувствительности сетчатки в условиях световой и цветовой адаптации для дневного, сумеречного и ночного зрения. С его помощью можно выявлять границы поля зрения и определять наличие выпадений участков поля зрения.

Прибор зарегистрирован в Росздравнадзоре (удостоверение ФСР 2009/05118 от 17.06.2009).

Технические характеристики

Параметр	ЗОМЗ АППЗ-01
Ширина испытательного поля-дуги, мм	80
Длина испытательного поля-дуги, мм	300
Яркость дуги для дневного зрения, кд/м ²	5
Яркость дуги для сумеречного зрения, кд/м ²	0,2
Яркость дуги для ночного зрения, кд/м ²	0,0002
Размеры испытательных объектов (световых пятен), мм	10; 5; 3; 1
Яркость белых испытательных объектов, кд/м ²	16; 4; 1,0; 0,48; 0,12; 0,03; 0,00048; 0,00012; 0,00003
Цвета испытательных объектов	белый, красный, зелёный, синий
Поворот дуги, град	±90
Перемещение испытательного объекта по дуге от неподвижной фиксационной точки, град	от -95 до ±95

Преимущества

Проекционный анализатор поля зрения ЗОМЗ АППЗ-01 предлагает ряд преимуществ, которые делают его незаменимым оборудованием для точной и эффективной диагностики состояния зрительной функции:

- Широкий диапазон измерений — позволяет исследовать световую и цветовую чувствительность сетчатки в различных условиях адаптации.
- Высокая точность определения границ поля зрения — способствует раннему выявлению патологий и выпадений участков зрения.
- Поддержка дневного, сумеречного и ночного режима обследования — обеспечивает комплексную оценку зрительной функции.
- Разнообразие размеров и цветов испытательных объектов — позволяет адаптировать исследование под конкретные клинические задачи.
- Удобство и наглядность отображения результатов — упрощает интерпретацию и анализ данных врачом.
- Надёжность и долговечность конструкции — обеспечивает стабильную работу и минимальные

затраты на техническое обслуживание.

- Соответствие требованиям Росздравнадзора — гарантия качества и безопасности использования в медицинских учреждениях.

Проекционный анализатор поля зрения ЗОМЗ АППЗ-01 — это современный инструмент для профессиональной диагностики, позволяющий повысить эффективность выявления и мониторинга заболеваний глаз.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	АППЗ-01
Бренд	ЗОМЗ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Тип прибора	стационарный
Габариты, мм	630 × 610 × 690
Вес, кг	25
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.