

## Проточно-инжекционный блок КОРТЭК БПИ-03

Оборудование для атомно-абсорбционных спектрометров

- Подходит для: спектрометра КВАНТ



Не поставляется



### Описание

#### Проточно-инжекционный блок КОРТЭК «БПИ-03»

Проточно-инжекционный блок КОРТЭК «БПИ-03» используется для создания потоков жидкостей и автоматической перекоммутации жидкостных магистралей. Предназначен для спектрометров «КВАНТ».

«БПИ-03» можно задействовать в различных системах дозирования, смешивания и последовательной подачи жидкостей, например, в системах динамического концентрирования, разбавления и химической модификации образцов жидких проб при выполнении спектрального (элементного) анализа.

Блок «БПИ-03» обеспечивает повышение надежности результатов анализа за счёт сброса матричных компонентов сложной пробы и увеличения чувствительности для ряда тяжёлых металлов (Au, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Pd, Pt, Zn) в 10-20 раз за каждую минуту концентрирования.

Работает в автоматическом режиме со стандартным программным обеспечением ААС «КВАНТ». Переход с обычного пламенного атомно-абсорбционного метода к проточно-инжекционному не требует дополнительных процедур настройки и занимает несколько секунд.

### Преимущества

#### Преимущества КОРТЭК «БПИ-03»

- Значительно увеличивает чувствительность анализа за счёт концентрирования пробы.
- Легко подключается к спектрометру.
- Управляется стандартным ПО, входящим в комплект поставки атомно-абсорбционного спектрометра.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

КОРТЭК

Страна бренда

Россия

Подходит для

спектрометра КВАНТ

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.