

Процедурные часы НанЭма ПЧ-5 (питание от сети)

Таймеры и секундомеры



Ваша цена

Розница

23 000 руб.

Оптовая цена

22 240 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Процедурные часы НанЭма ПЧ-5

Процедурные часы НанЭма ПЧ-5 – это специализированное медицинское электронное устройство настольного типа, предназначенное для точного контроля продолжительности физиотерапевтических, терапевтических и лабораторных манипуляций. Прибор разработан специально для интенсивной эксплуатации в медицинских центрах, санаторно-курортных учреждениях и профилакториях, где требуется строгий и одновременный учет времени отпуска нескольких процедур.

Ключевой особенностью аппарата является комбинированная система индикации. На центральном таймере отображается текущее системное время, а по периметру циферблата расположены 30 светодиодов и соответствующих им отверстий, каждое из которых кратно одной минуте. Установка времени сеанса осуществляется с помощью специальных латунных штырьков, что позволяет медицинскому персоналу интуитивно и безошибочно управлять рабочим процессом.

Особенности эксплуатации

- Возможность одновременного отсчета времени для 10 независимых процедур благодаря комплекту пронумерованных латунных штырьков.
- Визуальное подтверждение активных таймеров с помощью встроенных светодиодов, загорающих при установке штырька в соответствующую ячейку.
- Автоматическая подача звукового сигнала по истечении заданного времени сеанса для своевременного оповещения медперсонала.
- Центральный цифровой дисплей для отображения текущего времени с удобной кнопочной настройкой.
- Ударопрочный полистироловый корпус, обеспечивающий надежную защиту электронных компонентов от случайных механических повреждений при ежедневном использовании.

Комплект поставки

- Часы ПЧ-5 – 1 шт.
- Штырёк пронумерованный латунный – 10 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

Технические характеристики

Исполнение	Настольное
Материал корпуса	Ударопрочный полистирол
Одновременно дозируемые процедуры	До 10
Интервал подачи звукового сигнала	1–30 мин
Длительность звукового сигнала	10–60 с
Наработка на отказ	Не менее 2000 ч
Гарантия производителя	12 месяцев

Преимущества

- Простая и понятная аналогово-цифровая система установки времени сеанса, не требующая длительного обучения персонала.
- Эффективная организация рабочего процесса в кабинете за счет поддержки ведения до 10 параллельных процедур.
- Долговечность конструкции и высокая износостойкость латунных маркеров даже при интенсивном ежедневном применении.
- Универсальность размещения на любой плоской поверхности рабочего стола или медицинской тумбы.
- Стабильная работа от стандартной электросети переменного тока, исключающая необходимость регулярной покупки и замены батареек.
- Снижение нагрузки на врача или медсестру благодаря автоматическому звуковому информированию об окончании сеанса.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Новоаннинский завод ЭМА
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома
Габариты, мм	156×114×175
Вес, кг	0.8
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.