

Прямоугольный фланелевый электрод АЗГАР 60×80 мм

Электротерапия



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Прямоугольный фланелевый электрод АЗГАР 60 × 80 мм

Прямоугольный фланелевый электрод АЗГАР 60 × 80 мм — токопроводящий электрод для использования в физиотерапии при проведении процедур гальванизации, электрофореза, а также при работе с импульсными токами.

Основу электрода составляет 6 слоёв фланелевой ткани. Фланель хорошо впитывает и удерживает влагу, что необходимо для равномерного распределения тока и комфортного контакта электрода с кожей.

Под верхним слоем фланели расположен токораспределительный элемент — углеродная (графитизированная) ткань. Она обеспечивает равномерное распределение тока по площади электрода.

В центральной части электрода предусмотрена прорезь-карман. В неё помещают токоотвод для соединения электрода с проводами физиотерапевтического аппарата.

Электрод предназначен для многоразового применения и подходит к физиотерапевтическим аппаратам РЕФТОН-01-А, РЕФТОН-01-П, РЕФТОН-01-АИ и РЕФТОН-01-РФТЛС.

Конструкция

- Основа электрода — 6 слоёв фланелевой ткани.
- Фланелевая ткань хорошо впитывает и удерживает влагу.
- Токораспределительный элемент — углеродная (графитизированная) ткань.
- Токораспределительный элемент расположен под верхним слоем фланели.
- В центре электрода предусмотрена прорезь-карман для размещения токоотвода.
- Карман предназначен для соединения электрода с проводами физиотерапевтического аппарата.

Совместимость

Электрод подходит к физиотерапевтическим аппаратам:

- РЕФТОН-01-А.
- РЕФТОН-01-П.
- РЕФТОН-01-АИ.
- РЕФТОН-01-РФТЛС.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	Физиотерапия
Размер	60 × 80 мм
Основная ткань	Фланель
Количество слоёв фланелевой ткани	6
Токораспределительный элемент	Углеродная (графитизированная) ткань
Соединение с токопроводом	Карман

Преимущества

- Фланелевая основа из 6 слоёв ткани хорошо впитывает и удерживает влагу.
- Углеродная (графитизированная) ткань обеспечивает равномерное распределение тока по площади электрода.
- Конструкция электрода обеспечивает равномерный контакт с кожей.
- Прямоугольная форма и размер 60 × 80 мм позволяют использовать электрод на более крупной области воздействия.
- Прорезь-карман в центральной части электрода предназначена для удобного размещения токоотвода.
- Карман обеспечивает соединение электрода с проводами физиотерапевтического аппарата.
- Многоразовое исполнение позволяет использовать электрод при проведении повторных физиотерапевтических процедур.
- Совместимость с физиотерапевтическими аппаратами РЕФТОН-01-А, РЕФТОН-01-П, РЕФТОН-01-АИ и РЕФТОН-01-РФТЛС.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	АЗГАР
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Габариты, мм	60×80
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.