

Прямоугольный фланелевый электрод АЗГАР 80×100 мм

Электротерапия



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Прямоугольный фланелевый электрод АЗГАР 80 × 100 мм

Прямоугольный фланелевый электрод АЗГАР 80 × 100 мм — токопроводящий электрод, предназначенный для использования в физиотерапии при проведении процедур гальванизации, электрофореза, а также при работе с импульсными токами.

Основу электрода составляет 6 слоёв фланелевой ткани. Материал хорошо впитывает и удерживает влагу, что важно для равномерного распределения тока и комфортного контакта электрода с кожей.

Под верхним слоем фланели расположен токораспределительный элемент — углеродная (графитизированная) ткань. Она обеспечивает равномерное и безопасное для человека распределение тока по площади электрода.

В центральной части электрода предусмотрена прорезь-карман. В неё помещают токоотвод для соединения электрода с проводами физиотерапевтического аппарата.

Электрод подходит к физиотерапевтическим аппаратам РЕФТОН-01-А, РЕФТОН-01-П, РЕФТОН-01-АИ и РЕФТОН-01-РФТЛС.

Конструкция

- Основа электрода — 6 слоёв фланелевой ткани.
- Фланелевая ткань хорошо впитывает и удерживает влагу.
- Под верхним слоем фланели расположен токораспределительный элемент.
- Токораспределительный элемент выполнен из углеродной (графитизированной) ткани.
- Углеродная (графитизированная) ткань равномерно распределяет ток по площади электрода.
- В центре электрода предусмотрена прорезь-карман.
- В карман помещается токоотвод для соединения электрода с проводами физиотерапевтического аппарата.

Особенности

- Фланелевая основа из 6 слоёв ткани.
- Хорошее впитывание и удержание влаги фланелевой тканью.
- Углеродная (графитизированная) ткань в качестве токораспределительного элемента.
- Равномерное распределение тока по площади электрода.
- Прорезь-карман для размещения токоотвода.
- Многоразовое исполнение.
- Прямоугольная форма размером 80 × 100 мм.
- Совместимость с аппаратами РЕФТОН-01-А, РЕФТОН-01-П, РЕФТОН-01-АИ и РЕФТОН-01-РФТЛС.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	Физиотерапия
Размер	80 × 100 мм
Основная ткань	Фланель
Количество слоёв фланелевой ткани	6

Токораспределительный элемент	Углеродная (графитизированная) ткань
Соединение с токопроводом	Карман
Применение	Многоразовое

Совместимость

Прямоугольный фланелевый электрод АЗГАР 80 × 100 мм подходит к следующим физиотерапевтическим аппаратам:

- РЕФТОН-01-А.
- РЕФТОН-01-П.
- РЕФТОН-01-АИ.
- РЕФТОН-01-РФТЛС.

Преимущества

- Увеличенная рабочая площадь 80 × 100 мм по сравнению с электродами меньшего размера.
- Основа из 6 слоёв фланелевой ткани хорошо впитывает и удерживает влагу.
- Углеродная (графитизированная) ткань обеспечивает равномерное распределение тока по площади электрода.
- Фланелевая основа способствует комфортному контакту электрода с кожей.
- Прорезь-карман в центральной части упрощает установку токоотвода.
- Карман обеспечивает удобное соединение электрода с проводами физиотерапевтического аппарата.
- Многоразовое исполнение подходит для проведения повторных физиотерапевтических процедур.
- Прямоугольная форма удобна для размещения на различных участках тела.
- Совместимость с физиотерапевтическими аппаратами РЕФТОН-01-А, РЕФТОН-01-П, РЕФТОН-01-АИ и РЕФТОН-01-РФТЛС.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	АЗГАР
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Габариты, мм	80×100
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.