


Пульсоксиметр Armed YX301 (без поверки)

Пульсоксиметры Арт. 1032301



Ваша цена

Розница

1 250 руб.

Оптовая цена

1 250 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Диапазон измерения ЧСС, уд./мин.: 25-250
- Диапазон измерения SpO₂, %: 70-100
- Тип батареек: AAA, 1,5 В

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/07461 от 13.09.2021

Описание

Пульсоксиметр Armed YX301

Пульсоксиметр поможет в любой момент проверить частоту пульса и уровень кислорода в крови. Отличается повышенным диапазоном измерений пульса. Компактный размер позволяет брать прибор с собой. Его можно использовать в условиях стационара и дома.

Показания отображаются в виде крупных цифр на дисплее. Яркий OLED-дисплей чётко и понятно отображает не только показатели частоты и графика пульса и насыщение крови кислородом (SpO₂), но и уровень заряда батареек.

Управление осуществляется максимально просто — с помощью всего 1 кнопки. Для минимального потребления энергии есть функция автоотключения, которая срабатывает через 8 секунд. Компактный прибор без труда поместится в кармане. Для дополнительного удобства в комплекте есть удобный шнурок для ношения на шее.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2010/07461 от 22.07.2010.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1032301
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для дома
Диапазон измерения ЧСС, уд./мин.	25-250
Диапазон измерения SpO ₂ , %	70-100

Тип батареек	AAA, 1,5 В
Габариты, мм	65×30×35
Вес, кг	0.065
Вес в упаковке, кг	0.07
Габариты в упаковке, см	12×5×15
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.