

Сборник для дистиллированной воды Ливам С-100

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 83 000 руб. 71 380 руб.**



В наличии

НДС не облагается

• Объём водосборника, л: 100

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Сборник для дистиллированной воды Ливам С-100

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/03609 от 10.11.2008.

Водосборник С-100 предназначен для сбора, хранения и разбора очищенной воды, получаемой различными методами очистки из воды питьевой общего назначения. Основные детали выполнены из качественной нержавеющей стали марки 12X18H10. Аппарат легко объединяется с дистилляторами для сбора дистиллированной воды.

Водосборник оборудован воздушным бактерицидным фильтром; водоуказательной колонкой и краном для разбора воды. При наполнении ёмкости срабатывает датчик, отключающий аквадистиллятор.

Для удобства эксплуатации сборник оснащён передвижной подставкой с четырьмя поворотными колёсами. В одно колесо встроена тормозная система, препятствующая передвижению сборника во время работы. Подставка предназначена для перемещения сборника с пустой ёмкостью со скоростью не более 5 км/ч по горизонтальной поверхности с твёрдым покрытием, при этом необходимое усилие для передвижения не должно превышать 10 кг.

Срок эксплуатации не менее 10 лет.

Преимущества

Водосборник Ливам C–100 обладает рядом преимуществ, которые обеспечивают его надёжную и эффективную работу в медицинских учреждениях:

- Автоматический контроль воды.
- Наличие подставки.
- Прочный корпус из устойчивого к химическим воздействиям материала долговечность и надёжность эксплуатации.
- Герметичная крышка предотвращает проливание и испарение жидкости.
- Простая система подключения обеспечивает быструю установку и демонтаж.
- Совместимость с различными моделями дистилляторов и стерилизаторов универсальное применение.
- Объём 100 л оптимальное решение для длительной работы без частой замены ёмкости.
- Наличие шкалы уровня визуальный контроль наполнения.
- Лёгкость в обслуживании и очистке экономия времени персонала.
- ullet Производство на базе современных технологий соответствует требованиям к медицинскому оборудованию.
- Разработан специально для работы с водоочистительными установками Ливам полная совместимость и надёжность системы.



Ливам C-100 обеспечивает эффективный сбор дистиллированной воды и соответствует санитарным и эксплуатационным требованиям для использования в медицинских учреждениях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Объём водосборника, л	100
Габариты, мм	560 × 580 × 725
Вес, кг	13.5
Вес в упаковке, кг	35
Габариты в упаковке, см	680 × 630 × 870
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.