

Шкаф для газовых баллонов НВ-800 ШБ

Мебель для хранения



Ваша цена

Розница

21 328 руб.

Оптовая цена

20 475 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для газовых баллонов
- Ширина столешницы, мм: 800
- Материал столешницы: ламинат

Описание

Шкаф для газовых баллонов НВ-800 ШБ

НВ-800 ШБ — это двухдверный шкаф для двух газовых баллонов. Его ширина 800 мм.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Шкаф оборудован одной полкой и специальным цепным креплением для баллонов.

Габариты шкафа в собранном виде: 800×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

По предварительному заказу в шкаф можно встроить замок или оборудовать его выдвижными ящиками.

В стандартном исполнении мы предлагаем шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить лабораторную мебель по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

КОРСА

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027423.pdf>

Серия

НВ

Тип

шкаф для газовых баллонов

Ширина столешницы, мм

800

Материал столешницы

ламинат

Габариты, мм

800×460×1820

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.