

Шкаф для химических реактивов НВ-800 ШР

Мебель для хранения

Арт. (арт.0975527М-М)



Ваша цена

Розница

16 006 руб.

Оптовая цена

13 445 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для реактивов
- Ширина столешницы, мм: 800
- Материал столешницы: ламинат

Описание

Шкаф для химических реактивов НВ-800 ШР

НВ-800 ШР — это шкаф с четырьмя дверцами для хранения химических реактивов. Его ширина 800 мм.

Выпускается в стандартной модификации (без замков) или с замками в каждой дверце.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Шкаф укомплектован восьмью съёмными полками-вкладышами.

Габариты шкафа в собранном виде: 800×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

В стандартном исполнении мы предлагаем шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить лабораторную мебель по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

(арт.0975527М-М)

Бренд

КОРСА

Страна бренда

Россия

Серия

НВ

Тип

шкаф для реактивов

Ширина столешницы, мм

800

Материал столешницы

ламинат

Габариты, мм

800×460×1820

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.