

Шкаф для лабораторной посуды НВ-800 ШП

Мебель для хранения



Ваша цена

Розница

31 706 руб.

Оптовая цена

30 437 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для лабораторной посуды
- Ширина столешницы, мм: 800
- Материал столешницы: ламинат

Описание

Шкаф для лабораторной посуды НВ-800 ШП

НВ-800 ШП — это двухсекционный шкаф со стеклянными верхними дверцами для размещения лабораторной посуды. Его ширина 800 мм.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Внутри верхней секции две стеклянные полки (стекло толщиной 5 мм). В нижней части шкафа 4 выдвижных ящика слева и две полки-вкладыша справа.

Габариты шкафа в собранном виде: 800×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

В стандартном исполнении мы предлагаем шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить лабораторную мебель по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027402.pdf
Серия	НВ
Тип	шкаф для лабораторной посуды
Ширина столешницы, мм	800
Материал столешницы	ламинат
Габариты, мм	800×460×1820

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.