

Шкаф для приборов НВ-800 ШПр

Мебель для хранения

Арт. (арт.0974003М-М)



Ваша цена

Розница

14 795 руб.

Оптовая цена

12 428 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для приборов
- Ширина столешницы, мм: 800
- Материал столешницы: ламинат

Описание

Шкаф для приборов НВ-800 ШПр

НВ-800 ШПр — это средний по размеру шкаф с двумя секциями. Предназначен для хранения приборов. Его ширина 800 мм.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Изготавливается в нескольких вариантах:

- Без замков в дверцах.
- С замками в дверцах (по замку в нижней и верхней секции).
- Со стеклянными дверцами верхней секции.

Шкаф оборудован четырьмя съёмными полками — по две полки в нижней и верхней секции.

Габариты шкафа в собранном виде: 800×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

По предварительному заказу шкафы можно укомплектовать полипропиленовыми поддонами для хранения химреактивов.

В стандартном исполнении мы предлагаем шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить лабораторную мебель по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

(арт.0974003М-М)

Серия

НВ

Тип

шкаф для приборов

Ширина столешницы, мм

800

Материал столешницы

ламинат

Габариты, мм	800×460×1820
--------------	--------------

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.