


Штатив для пробирок КРОНТ ШПУ

Контейнеры и органайзеры



Ваша цена

Розница

666 руб.

Оптовая цена

641 руб.



В наличии

НДС не облагается

Описание

Штатив для пробирок КРОНТ ШПУ

Штатив для пробирок универсальный КРОНТ ШПУ — цельнолитая конструкция, предназначенная для размещения практически всех типов пробирок, используемых в лабораторной практике. Устройство обеспечивает надёжную фиксацию, отличается высокой стойкостью к дезинфицирующим растворам и может подвергаться автоклавированию при температуре 121 °С.

Буквенно-числовая маркировка на верхнем ярусе облегчает идентификацию образцов, а наличие цветовых вариантов позволяет минимизировать риск ошибок при работе с разными партиями. Штатив имеет Z-образную форму с дополнительным ярусом, что повышает надёжность фиксации пробирок.

Особенности

- Цельнолитая конструкция, повышающая надёжность и безопасность.
- Три яруса (верхний, нижний и дополнительный Z-образный).
- Маркировка отверстий для удобной идентификации образцов.
- Возможность автоклавирования при температуре 121 °С.
- Изготовлен из ударопрочного химически стойкого пластика.
- Разнообразие цветовых решений для работы с разными партиями образцов.

Комбинирование

Одновременно в штативе можно разместить 50 (5 × 10) однотипных пробирок или до 100 пробирок различных типоразмеров.

- 50 пробирок Ø13÷17 мм, высота 75–170 мм
- 25 пробирок Ø13÷17 мм, высота 75–170 мм + 25 пробирок Ø8÷11 мм, высота 40 мм

- 50 пробирок Ø8÷11 мм, высота 40 мм
- 50 пробирок Ø13÷17 мм, высота 75–170 мм + 50 пробирок Ø8÷11 мм, высота 40 мм

Отверстия верхнего яруса штатива — комбинированные в форме «восьмёрок», образованных из двух отверстий диаметром 18 и 11,2 мм. Такая конструкция позволяет размещать образцы крови от одного пациента в одном комбинированном отверстии: центрифужную пробирку и микропробирку для проведения различных исследований.

Вкладываемость

При эксплуатации можно складывать часть штативов для компактного хранения.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество пробирок	50 (5 × 10) однотипных или до 100 разных типоразмеров
Типы пробирок	Ø13÷17 мм (высота 75–170 мм), Ø8÷11 мм (высота 40 мм)

Количество ярусов	3 (Z-образная форма)
Материал	Ударопрочный химически стойкий пластик
Обработка	Автоклавирующее при 121 °С, дезинфицирующие растворы
Срок службы	не менее 3 лет

Преимущества

Штатив КРОНТ ШПУ обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и функциональным решением для организации работы с лабораторными пробирками:

- Прочная и устойчивая конструкция – надёжное размещение пробирок без риска опрокидывания.
- Компактные размеры – экономия рабочего пространства в лаборатории или процедурном кабинете.
- Универсальность – подходит для пробирок различных диаметров и высоты.
- Возможность складывания части штативов – удобное компактное хранение при эксплуатации.
- Лёгкость дезинфекции и обработки – соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.
- Изготовлен из качественных материалов – устойчивость к химическим реагентам и механическим повреждениям.
- Эргономичный дизайн – обеспечивает быстрый доступ к пробиркам и удобство работы персонала.

Штатив КРОНТ ШПУ повышает эффективность организации рабочего процесса и создаёт дополнительные удобства для медицинского персонала.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034262.pdf
Габариты, мм	260 × 140 × 70
Вес, кг	0.25
Габариты в упаковке, мм	365 × 265 × 100
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.