

## Штатив для пробирок КРОНТ ШПУ

Контейнеры и органайзеры



Ваша цена

Розница **666 руб.** 

Оптовая цена **641 руб.** 



В наличии

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

#### Описание

#### Штатив для пробирок КРОНТ ШПУ

Штатив для пробирок универсальный КРОНТ ШПУ — цельнолитая конструкция, предназначенная для размещения практически всех типов пробирок, используемых в лабораторной практике. Устройство обеспечивает надёжную фиксацию, отличается высокой стойкостью к дезинфицирующим растворам и может подвергаться автоклавированию при температуре 121 °C.

Буквенно-числовая маркировка на верхнем ярусе облегчает идентификацию образцов, а наличие цветовых вариантов позволяет минимизировать риск ошибок при работе с разными партиями. Штатив имеет Z-образную форму с дополнительным ярусом, что повышает надёжность фиксации пробирок.

#### Особенности

- Цельнолитая конструкция, повышающая надёжность и безопасность.
- Три яруса (верхний, нижний и дополнительный Z-образный).
- Маркировка отверстий для удобной идентификации образцов.
- Возможность автоклавирования при температуре 121 °C.
- Изготовлен из ударопрочного химически стойкого пластика.
- Разнообразие цветовых решений для работы с разными партиями образцов.

## Комбинирование

Одновременно в штативе можно разместить  $50 (5 \times 10)$  однотипных пробирок или до 100 пробирок различных типоразмеров.

- 50 пробирок Ø13÷17 мм, высота 75–170 мм
- 25 пробирок Ø13÷17 мм, высота 75–170 мм +

25 пробирок Ø8÷11 мм, высота 40 мм

- 50 пробирок Ø8÷11 мм, высота 40 мм
- 50 пробирок Ø13÷17 мм, высота 75–170 мм +

50 пробирок Ø8÷11 мм, высота 40 мм

Отверстия верхнего яруса штатива — комбинированные в форме «восьмёрок», образованных из двух отверстий диаметром 18 и 11,2 мм. Такая конструкция позволяет размещать образцы крови от одного пациента в одном комбинированном отверстии: центрифужную пробирку и микропробирку для проведения различных исследований.

### Вкладываемость

При эксплуатации можно складывать часть штативов для компактного хранения.

#### Технические характеристики

Характеристика Значение



Количество про	обирок 50 (5 × 10) однотипных или до 100 разных типоразмеров
Типы пробирок	Ø13÷17 мм (высота 75–170 мм), Ø8÷11 мм (высота 40 мм)
Количество яру	сов 3 (Z-образная форма)
Материал	Ударопрочный химически стойкий пластик
Обработка	Автоклавирование при 121 °C, дезинфицирующие растворы
 Срок службы	не менее 3 лет

# Преимущества

Штатив КРОНТ ШПУ обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и функциональным решением для организации работы с лабораторными пробирками:

- Прочная и устойчивая конструкция надёжное размещение пробирок без риска опрокидывания.
- Компактные размеры экономия рабочего пространства в лаборатории или процедурном кабинете.
- Универсальность подходит для пробирок различных диаметров и высоты.
- Возможность складывания части штативов удобное компактное хранение при эксплуатации.
- Лёгкость дезинфекции и обработки соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.
- Изготовлен из качественных материалов устойчивость к химическим реагентам и механическим повреждениям.
- Эргономичный дизайн обеспечивает быстрый доступ к пробиркам и удобство работы персонала.

Штатив КРОНТ ШПУ повышает эффективность организации рабочего процесса и создаёт дополнительные удобства для медицинского персонала.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	260 × 140 × 70
Вес, кг	0.25
Габариты в упаковке, мм	365 × 265 × 100
Страна производства	Россия

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.