

Сменная лампа для лампы Вуда НВ-Мед ОЛДД-01

Прочее оборудование



Ваша цена

Розница
435 руб.

Оптовая цена
376 руб.

**Сделано
в России**

В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Запасная лампа к лампе Вуда ОЛДД-01

Люминесцентная лампа FOTON ESL S-2P 9W/BLB/G23 с цоколем G23 подходит для лампы Вуда «НВ-Мед» ОЛДД-01. Мощность лампы: 9 Вт.

Для замены лампы не нужно разбирать цоколь, просто аккуратно потяните лампу вверх.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	34×167
Вес, кг	0.005
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.