


Спирометр НВ-Мед ССП

Спироанализаторы



- Тип спирометра: механический (без батареек)
- Диапазон измерений, л: 2,5-6,5

Товар участвует в акциях:

- Популярное



[Снято с производства](#)

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Спирометр НВ-Мед ССП

Сухой механический спирометр ССП — это популярная портативная модель, не требующая батареек, простая и надёжная в работе.

Может работать сколько угодно времени в любых условиях: в лагерях, школах, в полевых условиях, при удалённой диспансеризации. Его может использовать даже неподготовленный человек.

Это самая бюджетная модель среди аналогов.

Диапазон показаний: от 0 до 6, 5 литров. Цена деления шкалы: 100 мл. Сопротивление постоянному воздушному потоку при расходе 50 л/мин: 180 Па (18 мм вод. ст.).

Мы поставляем спирометр под своей торговой маркой и предоставляем расширенную гарантию: 1, 5 года (у всех других компаний гарантия — 1 год).

Наша гарантия осуществляется в форме замены: если у вас сломался спирометр ССП, то мы заменим его совершенно бесплатно. На новый спирометр будет распространяться новый гарантийный срок — тоже 1,5 года.

Преимущества

Спирометр НВ-Мед ССП предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для диагностики и мониторинга дыхательной функции:

- Высокая точность измерений и широкий диапазон диагностируемых параметров.
- Совместимость с современным медицинским ПО для анализа и хранения данных.
- Компактный и эргономичный дизайн для удобства использования в любых условиях.
- Интуитивно понятный интерфейс и быстрая калибровка.
- Возможность подключения к внешним дисплеям и печатающим устройствам.
- Быстрый запуск и минимальное время ожидания результатов.
- Низкое энергопотребление и автономная работа от аккумулятора.
- Надёжная конструкция и длительный срок службы.
- Встроенные функции самодиагностики и предупреждения о технических неисправностях.
- Поддержка работы с широким спектром пациентов, включая детей и пожилых.

Спирометр НВ-Мед ССП — эффективное и современное решение для профессиональной работы в области пульмонологии и функциональной диагностики.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	НВ-Мед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000001656.pdf
Тип спирометра	механический (без батареек)
Диапазон измерений, л	2,5-6,5
Габариты, мм	71×50×66
Вес, кг	0

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.