


## Спирометр НВ-Мед ССП

Спироанализаторы



- Тип спирометра: механический (без батареек)
- Диапазон измерений, л: 2,5-6,5

Товар участвует в акциях:

- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

## Описание

### Спирометр НВ-Мед ССП

Сухой механический спирометр ССП — это популярная портативная модель, не требующая батареек, простая и надёжная в работе.

Может работать сколько угодно времени в любых условиях: в лагерях, школах, в полевых условиях, при удалённой диспансеризации. Его может использовать даже неподготовленный человек.

Это самая бюджетная модель среди аналогов.

Диапазон показаний: от 0 до 6, 5 литров. Цена деления шкалы: 100 мл. Сопротивление постоянному воздушному потоку при расходе 50 л/мин: 180 Па (18 мм вод. ст.).

Мы поставляем спирометр под своей торговой маркой и предоставляем расширенную гарантию: 1, 5 года (у всех других компаний гарантия — 1 год).

Наша гарантия осуществляется в форме замены: если у вас сломался спирометр ССП, то мы заменим его совершенно бесплатно. На новый спирометр будет распространяться новый гарантийный срок — тоже 1,5 года.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	НВ-Мед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для дома
Тип спирометра	механический (без батареек)
Диапазон измерений, л	2,5-6,5
Габариты, мм	71×50×66
Вес, кг	0

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.