

Спирометр Riester Spirotest 5260

Спироанализаторы



- Тип спирометра: механический (без батареек)
- Диапазон измерений, л: 1-7

 **Riester**

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/08455 от 15.07.2015

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Спирометр Riester Spirotest 5260

Портативный сухой спирометр Riester Spirotest 5260 предназначен для оценки уровня вентиляции лёгких и измерения объёма вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Спирометр точен, удобен в работе и рассчитан на длительную эксплуатацию.

Измерительный диапазон от 1000 до 7000 см³.

Используется в клиниках, спортивных центрах или дома.

В комплект входят 50 картонных одноразовых мундштуков.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/08455 от 15.07.2015.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Riester
Страна бренда	Германия
Отрасли	Здравоохранение, Для дома
Тип спирометра	механический (без батареек)
Диапазон измерений, л	1-7

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.