

Стекло предметное для микропрепаратов, 26 × 76 мм, со шлифовкой

Array

Медицинские микроскопы



Ваша цена
Розница
О руб.

С учетом НДС 10 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Стекло предметное для микропрепаратов, 26 × 76 мм, со шлифовкой

Стекло предметное — тонкая прозрачная пластинка прямоугольной формы, предназначенная для приготовления и размещения микропрепаратов при микроскопических исследованиях. Оно используется в лабораториях медицинских, биологических и исследовательских учреждений.

Изготовлено из высококачественного бесцветного силикатного стекла с поверхностью, устойчивой к механическим повреждениям и помутнению. Края стёкол прошли шлифовку, что обеспечивает безопасность работы и уменьшает риск повреждения перчаток или кожи при манипуляциях.

Стёкла химически стойки к воздействию соляной кислоты и дистиллированной воды, что позволяет использовать их для цитологических мазков, парафиновых срезов, культур клеток и других видов микропрепаратов.

Особенности

- Высокое качество шлифовки кромок для безопасной работы.
- Химическая стойкость к соляной кислоте и дистиллированной воде.
- Оптимальная прозрачность для микроскопических наблюдений.
- Ровная и гладкая поверхность, устойчивая к царапинам и помутнению.
- Применяется для цитологических мазков, гистологических срезов и клеточных культур.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Габаритные размеры	26 × 76 мм
Толщина 2 ± 0,1	L мм
Материал Бесц	ветное силикатное стекл
Обработка кромок	Шлифовка
Химическая стойкост	ь К соляной кислот

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия



Габариты, мм 26 × 76

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.