

Паровой стерилизатор КасПЗ СМО-21 ПЗ

Оборудование для утилизации медицинских отходов

Арт. КИУС.941719.001-01



Ваша цена

Розница

280 800 руб.

Оптовая цена

273 600 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Паровой стерилизатор КасПЗ СМО-21 ПЗ

Установка СМО-21 ПЗ предназначена для обеззараживания упакованных медицинских отходов опасного «Б» и чрезвычайно опасного «В» классов из металлов, стекла, резин, пластмасс, текстиля и прочих материалов в соответствии с СанПиН. Для этого используется стерилизация насыщенным водяным паром под избыточным давлением.

СМО-21 ПЗ представляет собой паровой автоматический автоклав с горизонтальной загрузкой и круглой рабочей камерой. Управление полностью автоматизировано. Предварительное удаление воздуха из рабочей камеры осуществляется с помощью вакуумного насоса способом форвакуумной откачки.

Дополнительная сортировка и мойка отходов перед началом обработки не требуется.

Допустимо попадание мелких частей анатомического характера в общем объеме отходов. Загружать крупными биоотходами не рекомендуется.

Может использоваться в составе комплексной установки для утилизации медицинских отходов.

Обрабатываются:

- изделия из пластмассы (шприцы, зонды, фильтры, дефлюзоры, катетеры, ёмкости и пр.);
- стекло (бутылки, флаконы, пробирки, ампулы, пипетки и пр.);
- мелкий металлический инструмент (включая иглы шприцев, ланцеты, скальпели, бритвы);
- изделия из латекса, целлюлозы, резины, бумаги, картона, дерева и ткани;
- перевязочный материал;
- биологический материал и культуры.

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	круглая
Полезный объем камеры	21 л
Максимальное рабочее давление	0,22 МПа
Точность поддержания давления	±10 %
Объем дистиллированной воды при первом запуске	2,75 л
Внутренние размеры камеры (Ø × Г)	248 × 435 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	450 × 710 × 400 мм
Масса	44 ± 10 %

Потребляемая мощность	2,0 кВт, не более
Питание	220/50 В/Гц
Температурные режимы обеззараживания	134 – 136 °C
Время выдержки	90 мин
Время нагрева	35 мин, не более
Рекомендованный размер пакета	300 × 500 мм
Уровень звуковой мощности	70 дБА, не более
Время непрерывной работы в сутки	не менее 16 ч
Наработка на отказ	не менее 1 000 циклов
Средний срок службы	7 лет

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	775 мм
Максимальная ширина	540 мм
Максимальная высота	610 мм
Максимальный вес	49,2 кг
Общий вес	49,2 кг
Общий объем	0,255 м³

Преимущества

- Не требуется сортировка и мойка отходов перед началом обработки.
- Процесс экологически чист и не имеет побочных выбросов, загрязняющих воздух, воду и землю.
- Автономного типа - не требует подключения к водопроводу и канализации.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Камера и корпусные элементы установки изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Эффективное обеззараживание при запуске из холодного состояния.
- Установка оснащена интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.941719.001-01
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	1 000
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	21
Диапазон температур, °C	134...136
Время нагрева, мин, не более	35

Количество полок	1
Максимальное рабочее давление, МПа	0,22
Габариты, мм	450 × 710 × 400
Вес, кг	44
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.