

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-18

Стерилизационные коробки для автоклавов



Ваша цена

Розница

7 260 руб.

Оптовая цена

6 991 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-18

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-18 — медицинское изделие, предназначенное для стерилизации перевязочных материалов, хирургического белья, инструментов и других изделий в паровых стерилизаторах, а также для их последующего хранения и доставки в стерильном виде.

Коробка изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к коррозии и рассчитана на многократное использование в условиях частой паровой стерилизации. Конструкция обеспечивает сохранение стерильности содержимого и удобство эксплуатации в медицинских учреждениях различного профиля.

Конструкция крышки включает два сменных фильтра из хлопчатобумажной ткани, которые фиксируются прижимом и резьбовым соединением болт-гайка и закрывают технические отверстия, обеспечивая герметичность и сохранение стерильности до 20 дней. Фильтры рассчитаны не менее чем на 60 циклов стерилизации. Внутри крышки установлен силиконовый уплотнитель, дополнительно повышающий герметичность. Крышка соединена с корпусом посредством надежного шарнирного механизма и оснащена замком-фиксатором.

Особенности

- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к коррозии.
- Рассчитана на многократное использование и частые циклы паровой стерилизации.
- Оснащена двумя сменными хлопчатобумажными фильтрами.
- Фильтры фиксируются прижимом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Сохранение стерильности изделий до 20 дней.
- Фильтры выдерживают не менее 60 циклов стерилизации.
- Силиконовый уплотнитель для повышения герметичности крышки.
- Надежное шарнирное крепление крышки к корпусу.
- Замок-фиксатор для безопасной эксплуатации.

Совместимость

Подходит для стерилизаторов ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5).

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объем	18 л
Диаметр	390 мм
Высота	175 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Фильтры	Да
Срок сохранения стерильности	до 20 дней
Ресурс фильтров	не менее 60 циклов стерилизации
Гарантия производителя	24 мес.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и долговечность при многократной эксплуатации.
- Предназначена для использования в условиях регулярной паровой стерилизации без потери эксплуатационных свойств.
- Обеспечивает сохранение стерильности содержимого до 20 дней при соблюдении регламентов хранения.
- Комплектуется двумя сменными хлопчатобумажными фильтрами, обеспечивающими защиту от микробной контаминации.
- Фильтрующие элементы рассчитаны не менее чем на 60 циклов стерилизации, что снижает эксплуатационные затраты.
- Надежная фиксация фильтров посредством прижима и резьбового соединения болт-гайка обеспечивает стабильность конструкции.
- Силиконовый уплотнитель на внутренней стороне крышки повышает герметичность и надежность хранения стерильных материалов.
- Шарнирное крепление крышки к корпусу обеспечивает удобство открывания и закрывания при эксплуатации.
- Замок-фиксатор предотвращает случайное открытие и повышает безопасность транспортировки и хранения.
- Совместимость с широким рядом паровых стерилизаторов обеспечивает универсальность применения в медицинских учреждениях.
- Конструкция рассчитана на удобную стерилизацию, хранение и транспортировку перевязочных материалов и инструментов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027366.pdf
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.