

Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-12

Стерилизационные коробки для автоклавов



Ваша цена

Розница

6 652 руб.

Оптовая цена

6 406 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-12

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-12 — медицинское изделие, предназначенное для стерилизации перевязочных материалов, хирургического белья, инструментов и других изделий в паровых стерилизаторах, а также для их хранения и доставки в стерильном виде.

Коробка изготовлена из нержавеющей стали, отличается высокой коррозионной стойкостью и рассчитана на многократное использование в условиях регулярной паровой стерилизации. Конструкция обеспечивает надежное сохранение стерильности содержимого при соблюдении стандартных режимов обработки.

Изделие комплектуется двумя сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани, установленными на дне крышки и зафиксированными прижимом и резьбовым соединением болт-гайка. Фильтры закрывают все технические отверстия, обеспечивая сохранение стерильности обработанных изделий до 20 суток и выдерживают не менее 60 циклов стерилизации. Внутри крышки установлен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий дополнительную герметичность. Крышка соединена с корпусом посредством прочного шарнирного механизма и оснащена замком-фиксатором.

Особенности

- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к коррозии и рассчитана на длительную эксплуатацию.
- Предназначена для многократного использования в циклах паровой стерилизации.
- Комплектуется двумя сменными хлопчатобумажными фильтрами.
- Фильтры фиксируются прижимом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Обеспечивает сохранение стерильности изделий до 20 суток.
- Фильтры выдерживают не менее 60 циклов стерилизации.
- Силиконовый уплотнитель повышает герметичность крышки.
- Надежное шарнирное крепление крышки к корпусу.
- Замок-фиксатор обеспечивает безопасную эксплуатацию и транспортировку.

Совместимость

Подходит для стерилизаторов ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5).

Технические характеристики

Характеристика	Параметр
Объем	12 л
Диаметр	340 мм
Высота	175 мм

Преимущества

- Сменные фильтры, обеспечивающие надёжную фильтрацию и до 60 циклов стерилизации без

снижения эффективности.

- Сохранение стерильности инструментов и материалов до 20 суток после обработки.
- Изготовление из нержавеющей стали, устойчивой к высоким температурам, пару и влажности.
- Совместимость с широким спектром паровых стерилизаторов, включая модели ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5).
- Подходит для использования в лечебных учреждениях всех профилей.
- Корпус с откидной крышкой на шарнирном соединении обеспечивает удобное открытие и доступ к материалам.
- Надёжные замки-фиксаторы гарантируют плотное закрывание и дополнительную защиту от попадания микроорганизмов.
- Ручка на крышке упрощает перенос и транспортировку коробки.
- Фильтры из хлопчатобумажной ткани обеспечивают стабильную фильтрацию при паровой стерилизации.
- Оптимальный внутренний объём — 12 л, подходящий для размещения большинства стандартных инструментов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028704.pdf
Вес, кг	2.5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.