

Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-15

Стерилизационные коробки для автоклавов



Ваша цена

Розница

6 723 руб.

Оптовая цена

6 474 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-15

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-15 – медицинское изделие, предназначенное для стерилизации перевязочных материалов, хирургического белья, инструментов и других изделий в паровых стерилизаторах, а также для их хранения и доставки в стерильном виде.

Коробка изготовлена из нержавеющей стали, отличается высокой долговечностью и устойчивостью к коррозии и рассчитана на многократное использование в условиях регулярных циклов паровой стерилизации. Конструкция обеспечивает надежное сохранение стерильности содержимого и удобство эксплуатации в медицинских учреждениях.

Крышка оснащена двумя сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани, установленными на дне крышки и надежно зафиксированными прижимом и резьбовым соединением болт-гайка. Фильтры закрывают все технические отверстия, обеспечивая герметичность конструкции и сохранение стерильности обработанных изделий до 20 дней. Ресурс фильтров составляет не менее 60 циклов стерилизации. С внутренней стороны крышки установлен силиконовый уплотнитель, дополнительно обеспечивающий герметичность коробки. Крышка выполнена на шарнирном креплении и оснащена замком-фиксатором.

Особенности

- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к коррозии и многократным циклам паровой стерилизации.
- Предназначена для стерилизации, хранения и транспортировки медицинских изделий в стерильном виде.
- Комплектуется двумя сменными хлопчатобумажными фильтрами.
- Фильтры фиксируются прижимом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Обеспечивает сохранение стерильности изделий до 20 дней.
- Ресурс фильтров составляет не менее 60 циклов стерилизации.
- Силиконовый уплотнитель на внутренней стороне крышки повышает герметичность конструкции.
- Надежное шарнирное крепление крышки к корпусу.
- Оснащена замком-фиксатором для безопасной эксплуатации.

Совместимость

Подходит для использования с паровыми стерилизаторами типов: ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5).

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объем	15 л
Диаметр	340 мм
Высота	200 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Фильтры	Да
Срок сохранения стерильности	до 20 дней

Ресурс фильтров	не менее 60 циклов стерилизации
Гарантия производителя	24 мес.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и долгий срок эксплуатации.
- Предназначена для многократного использования при регулярных циклах паровой стерилизации.
- Обеспечивает надежное хранение и транспортировку медицинских изделий в стерильном состоянии.
- Оснащена двумя сменными хлопчатобумажными фильтрами в крышке для эффективной фильтрации.
- Фильтры фиксируются прижимом и резьбовым соединением болт-гайка, что исключает их смещение.
- Гарантирует сохранение стерильности обработанных изделий до 20 дней.
- Фильтры рассчитаны на не менее 60 циклов стерилизации без потери функциональности.
- Силиконовый уплотнитель на внутренней стороне крышки повышает герметичность конструкции.
- Шарнирное крепление крышки обеспечивает надежность и удобство эксплуатации при ежедневной работе.
- Замок-фиксатор предотвращает случайное открытие и повышает безопасность использования.
- Совместима с основными типами паровых стерилизаторов медицинского назначения.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010001996.pdf
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.