

Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-21

Стерилизационные коробки для автоклавов



Ваша цена

Розница

7 341 руб.

Оптовая цена

7 069 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-21

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-21 – медицинское изделие, предназначенное для стерилизации перевязочных материалов, хирургического белья, инструментов и других изделий в паровых стерилизаторах, а также для их хранения и доставки в стерильном виде.

Коробка изготовлена из нержавеющей стали, отличается высокой долговечностью и устойчивостью к коррозии и рассчитана на многократное использование в условиях регулярных циклов паровой стерилизации. Конструкция обеспечивает надежное сохранение стерильности содержимого и удобство эксплуатации в медицинских учреждениях.

Крышка оснащена двумя сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани, установленными на дне крышки и надежно зафиксированными прижимом и резьбовым соединением болт-гайка. Фильтры закрывают все технические отверстия, обеспечивая герметичность конструкции и сохранение стерильности обработанных изделий до 20 дней. Ресурс фильтров составляет не менее 60 циклов стерилизации. С внутренней стороны крышки установлен силиконовый уплотнитель, дополнительно обеспечивающий герметичность. Крышка выполнена на шарнирном креплении и оснащена замком-фиксатором.

Особенности

- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к коррозии и многократным циклам паровой стерилизации.
- Предназначена для стерилизации, хранения и транспортировки медицинских изделий в стерильном виде.
- Комплектуется двумя сменными хлопчатобумажными фильтрами.
- Фильтры фиксируются прижимом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Обеспечивает сохранение стерильности изделий до 20 дней.
- Ресурс фильтров составляет не менее 60 циклов стерилизации.
- Силиконовый уплотнитель на внутренней стороне крышки повышает герметичность конструкции.
- Надежное шарнирное крепление крышки к корпусу.
- Оснащена замком-фиксатором для безопасной эксплуатации.

Совместимость

Подходит для использования с паровыми стерилизаторами: ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5).

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём	21 л
Диаметр	390 мм
Высота	200 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Фильтры	Да
Срок сохранения стерильности	до 20 дней

Ресурс фильтров	не менее 60 циклов стерилизации
Гарантия производителя	24 мес.

Преимущества

- Использование нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, высоким температурам и влажности.
- Сохранение стерильности инструментов и материалов до 20 суток после обработки.
- Комплектация сменными фильтрами, рассчитанными на 60 циклов стерилизации.
- Плотное закрытие крышки за счёт надёжных замков-фиксаторов.
- Шарнирное соединение, позволяющее полностью открыть крышку для удобной загрузки и выемки инструментов.
- Ручка на крышке для безопасного и удобного переноса коробки.
- Совместимость с широким рядом паровых стерилизаторов: ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5).
- Использование хлопчатобумажных фильтров, обеспечивающих равномерный пропуск пара.
- Подход для применения в лечебных учреждениях любых профилей.
- Простота обслуживания и долговечность конструкции.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004009.pdf
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.