

Стол для титрования НВ-1200 Т

Лабораторные столы



Ваша цена

Розница

39 278 руб.

Оптовая цена

37 707 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: высокий стол (для работы стоя), пристенный стол, стол для титрования
- Особенности: с надстройкой
- Ширина столешницы, мм: 1200
- Материал столешницы: керамогранитная плитка, ламинат, химически стойкий пластик

Описание

Лабораторный стол для титрования НВ-1200 Т

НВ-1200 Т — это специализированные пристенные лабораторные столы предназначенные для титрования. Ширина столешницы равна 1200 мм. Стол предназначен для работы стоя (высота столешницы — 850 мм).

Оборудованы четырьмя стойками для бюреток, экраном с подсветкой для удобства работы, а также двумя розетками — заземлённой и незаземлённой. Также есть две узкие полочки.

Стол сделан на основе металлического каркаса, окрашенного прочной порошковой краской. Несущие ламинированные панели (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает ударостойкость и механическую прочность.

Габариты стола в собранном виде вместе с надстройкой: 1200×700×1650 мм. Металлические ножки регулируются по высоте.

Мы предлагаем лабораторные столы с различным материалом рабочей поверхности:

Исполнение	Покрытие столешницы
НВ-1200 ТЛ	Ламинат
НВ-1200 ТК	Керамогранитная плитка
НВ-1200 ТСП	Химически стойкий пластик

По предварительному заказу столы можно комплектовать подкатными тумбами и лапками для бюреток. В стандартном исполнении мы предлагаем столы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить столы по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

КОРСА

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029777.pdf
Серия	НВ
Тип	высокий стол (для работы стоя), пристенный стол, стол для титрования
Особенности	с надстройкой
Ширина столешницы, мм	1200
Материал столешницы	керамогранитная плитка, ламинат, химически стойкий пластик
Габариты, мм	1200×700×1650
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.